






DAPTTIN[®] TC



REF	5035060	DAPTTIN [®] TC	5 x 2 mL
REF	5035090	DAPTTIN [®] TC	6 x 10 mL
REF	5035100	DAPTTIN [®] TC	20 x 10 mL

symbols key / Symbolschlüssel / interpretazione dei simboli / explicación de símbolos / explicação dos símbolos / clé des symboles / Symbolnyckel / symbolforklaring / Tegnforklaring / Κλειδί συμβόλων / Използвани символи / символы / Klíčova slova / Značenje simbola			
	manufacturer / Hersteller / fabbricante / fabricante / fabricante / fabricant / Tilverkaren / Fabrikanten / Produzent / Κατασκευαστής / Производитель / Производител / Производител / výrobc / Proizvođač		expiry date / Verfallsdatum / data di scadenza / fecha de caducidad / data de validade / date d'expiration / utgångsdatum / udløbsdato / Utløpsdato / Ημερομηνία λήξης / срок на годност / datum expirace / срок годности / datum expirace / Rok trajanja
	storage temperature / Lagertemperatur / temperatura di conservazione / temperatura de conservación / temperatura de conservação / température de stockage / lagringstemperatur / oppbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur / θερμοκρασία αποθήκευσης / съхранение на / teplota skladování / температура хранения / teplota skladování / Temperatura lagerovanja		consult instructions for use / Gebrauchsanweisung beachten / consultare le istruzioni per l'uso / consulte las instrucciones de uso / consultar o manual de instruções / instruction d'utilisation / se användarinstruktioner / følg brugsvejledning / Følg bruksanvisningen / συμβουλευθείτε τις οδηγίες για τη χρήση / прочетете инструкцията за работа / potfeba fídit se instrukcemi / перед использованием читайте инструкцию / sledujte návod k použití / Pročitaj upustvo pre upotrebe
			determinations / Bestimmungen / determinazioni / determinaciones / determinações / déterminations / bestämmingar / bestemmelser / Bestemmelser / προσδιορισμοί / брой тестове / stanovení / определенний / роčet stanovení / Definicija
AQUA	distilled water / destilliertes Wasser / acqua distillata / agua destilada / água destilada / eau distillée / destillerat vatten / destilleret vand / Destillert vann / απεσταγμένο νερό / дестилирана вода / destilovaná voda / дистилюванна вода / destilovaná voda / Destilisaná Voda	LOT	lot / Charge / lotto / lote / lote / lot / sats / serie / Parti / партиа / партида номер / šarže / лот / šarže / Serija
BUF	Reaction buffer / Reaktionspuffer / tampone di reazione / tampón de reacció / Tampão de reação / tampon de réaction / Reaktionsbuffert / Reaktionsbuffer / Reaktionsbuffer / διάλυμα αντίδρασης / Реакционен буфер / Рабочий буферный раствор / Reakční pufr / Reakcioni pufer	MTP	microtiter plate / Mikrotiterplatte / placa microtiter / microplaca / microplaca / microplaques sensibilisées / Mikrotiterplatta / Mikrotiterplade / mikrotiterplate / πλάκα μικροτιτλοδότησης / Микротительная плака / Микропланшет / Mikrotitrační destička / Mikrotitracione ploče
CAL	Calibrator / Kalibrator / Calibratore / calibrador / calibrador / calibreur / Kalibrator / Kalibrator / Kalibrator / Βαθμονομητής / Калибратор / калибратор / kalibrátor / Kalibrator	REF	catalogue number / Katalognummer / numero di catalogo / número de catálogo / número de referència / réf. de catalogue / katalognummer / Katalognummer / αριθμός καταλόγων / каталожен номер / katalogové číslo / каталожный номер / katalogové číslo / Kataloški broj
CONJ	Conjugate / Konjugat / Coniugato / conjugado / conjugado / conjugaté / Konjugerad / Konjugat / Konjugat / συνδεδετικό / Конюгат / Конъюгат / Konjugát / Konjugat	RTU	ready to use / gebrauchsfertig / pronto all'uso / listo para usar / pronto a usar / prêt à l'emploi / færdig att användas / færdig til brug / klar til bruk / έτοιμο προς χρήση / Готов за употреба / готов к использованию / k přímému použití / Razrediti ili rastvoriti
CONT	Control / Kontrolle / controllo / control / control / contrôle / Kontroll / Kontroll / Kontroll / διάλυμα ελέγχου / Контрол / Контрольный образец / Kontrola / Kontrola	STOP	stop solution / Stoppløsning / Soluzione di arresto / solución de parada / solução de paragem / solution d'arrêt / Stoppløsning / Stop-opløsning / Stoppløsning / διάλυμα πάυσης / Стоп разтвор / Стоп-разтвор / Zastavovací roztok / Stop solucija
DIL	dilute or dissolve in / verdünnen oder lösen in / diluire o dissolvere in / diluir o disolver / diluir ou dissolver em / diluer ou dissoudre dans / spädd eller upplöst i / fortyndes eller oppløses i / Fortyndes eller oppløses i / αραιωση ή διάλυση σε / разворете или разредете с / zředit anebo rozpustit v / разбавить или растворить в / nafedte nebo rozpustit v / razrediti ili rastvoriti u	SUB	substrate / Substrat / substrato / substrato / substrato / substrat / Substrat / Substrat / Substrat / υπόστρωμα / Субстрат / Субстрат / Substrát / Substrat
INC	incubation buffer / Inkubationspuffer / tampone di incubazione / tampón de incubación / tampão de incubação / tampon d'incubation / Inkubationsbuffert/ Inkubationsbuffer/ Vaskebufferkonsentrat / διάλυμα επώσης / Инкубационен буфер / Буфер для инкубации / Inkubační pufr / Inkubacioni pufer	WASH	washing solution concentrate / Waschlösungskonzentrat / concentrado de solución de lavado / solución de lavado concentrada / tampão de lavagem concentrado / Tampon de lavage concentré / Vattenlösningskonsentrat / Vaskeopløsningskonsentrat / vaskeløsningskonsentrat / συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης / Концентриран миеш разтвор / Концентрат промывочного раствора / Koncentrát promývacího roztoku / Koncetrat solucije za ispiranje
RUO	For research use only		



OPIS PROIZVODA

PRIMENA

Esej za praćenje aktiviranog parcijalnog trombolastinskog vremena (aPTT) je univerzalno prihvaćena skrining procedura, koja se koristi za detekciju abnormalnosti unutrašnjeg puta koagulacije. Dapttin® TC se može koristiti za detekciju defekata faktora II, V, VIII, IX, X, XI, i XII. Dodatno, Dapttin® TC se može koristiti za detekciju Lupus antikoagulansa i preporučuje se za monitoring heparinske terapije, obzirom da je osetljiv na prisustvo heparina.

SASTAV

DAPTIN® TC (dvostruko aktivirano aPTT) je standardizovani aPTT (aktivirano parcijalno trombolastinsko vreme) reagens sadrži silicija i sulfatid kao površinske aktivatore i mešavinu visoko prečišćenih fosfolipida. Odnos svih faktora i inhibitora je optimalan.

DODATNI NEOPHODNI MATERIJAL (nije obuhvaćen kitom):

- Pipeta: 100µl
- Destilovana voda
- Pufer

REF	5277015	CaCl ₂ 25 mmol/L	100 mL
- Kontrolne plazme Normalna i Abnormalna**			
REF	5020040	Coagulation Control N	5 x 1 mL
REF	5021055	Coagulation Control A	5 x 1 mL

** ili bilo koja druga veličina pakovanja, posebno za Ceveron® alpha ili Technoclot Kontrole i Kalibratori od Technoclone.

UPOZORENJA I MERE PREDOSTROŽNOSTI

- IVD za in vitro dijagnostiku
- Dapttin® TC ne sadrži humani materijal
- Prema svim uzorcima krvi i plazme i prema svim produktima se treba odnositi kao prema potencijalno infektivnim i stoga sa njima treba rukovati sa posebnom pažnjom i prema bezbednosnim regulativama, te se moraju odlagati na isti način kao i bolnički otpad.

STABILNOST I ČUVANJE

Rok trajanja na pakovanju se odnosi na čuvanje neotvorenih bočica na +2...8°C.

Stabilnost posle rastvaranja:

37 °C	RT*	15 °C	12 °C (Ceveron)	+4 °C	-20 °C
8 h	3 dana	7 dana	7 dana	15 dana	6 meseci

Za vreme čuvanja, zapušači moraju biti dobro zatvoreni. * = Sobna temperatura

Ponovno zamrzavanje se ne preporučuje.

METODA

PRIPREMA UZORAKLA PLAZME

Odvajanje plazme:
Pomešati 9 delova venske krvi i 1 deo rastvora natrijum citrate (0,11 mol/l) i centrifugirati 15 minuta na brzini najmanje 2500 g . Plazmu držati na sobnoj temperaturi i upotrebiti je u roku od 4 sata. Stabilnost na -20°C : 1 mesec.

PRIPREMA REAGENSA I STABILNOST

Liofilizirani reagens treba rastvoriti odredjenom količinom destilovane vode (sobna temperatura). Ostaviti rastvoreni reagens da stoji 10 minuta pre upotrebe.

IZVODJENJE TESTA

CEVERON

Technoclone obezbeđuje aplikacije za Ceveron Alpha®. Aplikacioni listovi mogu sadržati informacije o specifičnom ukovanju i performansama analizatora/testa, koje se mogu razlikovati od informacija koje su dobijene u ovom uputstvu za upotrebu. U ovom slučaju informacije u aplikacionim listovima zamenjuju informacije iz ovog uputstva za upotrebu. Molimo Vas da uvek prethodno proverite uputstvo za Ceveron Alpha®.

MANUELNO IZVODJENJE

CaCl₂ treba zagrejati na 37°C. Kada se upotrebljava oprema sa mehaničkim mernim sistemom, preporučuje se zagrevanje DAPTIN® TC na 37°C.

Šema pipetiranja:

0,1 ml plazme
+ 0,1 ml DAPTIN® TC
Kratko pomešati i inkubirati 2 min. na 37°C
+ 0,1 ml CaCl ₂ rastvor (25 mmol/l; 37°C)
Meriti vreme posle dodavanja CaCl ₂ i odrediti vreme koagulacije

ANALIZA REZULTATA

REFERENTNI OPSEG

29 – 42 sec

Za kontrolu kvaliteta svaku seriju testirati sa Kontrolom koagulacije N i Kontrolom koagulacije A. Dapttin® TC ima malo zamućenje i prikladan je za upotrebu na svim komercijalnim, raspoloživim automatskim koagulometrima. Reagens se može upotrebiti sa standardnim mašinskim programima za aPTT a vreme inkubacije varira prema vrsti aparata (2-5 min).

STANDARDIZACIJA

Ne postoji internacionalni kalibrator za standardizaciju aPTT testa. Dapttin® TC dokumentacija se zasniva na studijama o testiranju uzoraka plazme normalnih subjekata i hepariniziranih uzoraka plazme. Referentni lot je odredjen od strane proizvođača, kako bi se izbegle varijacije izmedju lotova.

LIMITACIJE TESTA

- Isključivo se treba koristiti citrat kao antikoagulans (nikada EDTA niti heparin)
- Trebalo bi uzeti uzorke krvi u ne-aktivirajuće epruvete kako bi se izbegla aktivacija koagulacionih faktora u uzorku plazme.
- Uzorci plazme trebalo bi da se čuvaju na sobnoj temperaturi, kako bi se izbegla hladna aktivacija.
- Trebalo bi da se koristi plazma siromašna tromboticima.
- Važno je da inkubaciono vreme bude tačno prema uputstvu, i za heparinizirane i normalne uzorke plazme.
- Koncentracija kalcijuma, koji se koristi za rekalkifikaciju trebala bi da bude 25 mmol/L za testiranje normalnih, abnormalnih i heparinskih plazmi.
- REFERENTNI OPSEG predstavlja samo aproksimativne vrednosti. Preporučuje se da svaka laboratorija odredi sopstveni normalni opseg uzimajući u obzir specifične laboratorijske faktore, kao što su tip koagulometra, temperatura reagensa, populacije pacijenata, itd...
- Vrednosti koji se dobijaju testiranjem Kontrolne plazme normalne i abnormalne moraju se uporediti sa vrednostima koje su date u tabeli uz odgovarajući lot kontrolne plazme.
- Ukoliko su dobijeni rezultati van preporučenog opsega, izbegavajte testiranje uzoraka plazme pacijenata, dok se problem ne reši.
- Nova kalibracija za svaki novi lot Dapttin® TC i dodatnih reagenasa (npr. deficijentnih plazmi) , gde je kalibraciona kriva neophodna za svaki instrument koji se koristi. Takođe, nova kalibracija se preporučuje , ako se softver promeni ili ukoliko se izvrši veliki servis instrumenata ili opreme.

KARAKTERISTIKE IZVODJENJA

Podaci izvodjenja su dati u donjoj tabeli. Rezultati dobijeni u pojedinim laboratorijama mogu se razlikovati.

PRECIZNOST

Ponavljanje je izvršeno sa različitim uzorcima (u serijama i iz dana u dan). Sledeći rezultati su dobijeni:

Proba	Unutar serije		Izmedju serija	
	Proba 1	Proba 2	Proba 1	Proba 2
n	12	12	10	10
MV sec	34.0	85.7	33.1	80.1
SD (%)	0.394	0.478	0.408	1.44
CV (%)	1.16	0.56	1.23	1.80

KOMPARACIJA METODA ILI KORELACIJA

Sledeća korelacija (%) je izvršena upoređivanjem DAPTIN TC (Technoclone) i Actin FS (Siemens) u aPTT metodi:

aPTT metod: n=46 y = 1.10721x + 2,8936 R² = 0.9312

LINEARNOST

- FVIII metod: 0.8 – 100 (Aktivnost %)
- FIX metod: 0.8 – 100 (Aktivnost %)
- FXI metod: 1.6 – 200 (Aktivnost %)
- F XII metod: 6.25 – 200 (Aktivnost %)

DETEKCIONI LIMIT

- Heparin: UFH: ≤ 1 IU/ml
- Heparin: LMW: ≤ 3 IU/ml
- Trigliceridi: nema detekcionog limita do 500mg/dl
- Bilirubin: nema detekcionog limita do 0.4mg/dl

LITERATURA

Za literaturu kontaktirati Technoclone ili lokalnog distributera.