

Factor VIII Deficient Plasma immunads.



GB

IT

PT

SE

NO

For Research Use Only

DE

ES

FR







DK

RU

REF 5154002 Factor VIII Deficient Plasma, immunads. 5 x 1 mL

REF 5154004 Factor VIII Deficient Plasma, immunads. 50 x 1 mL

symbols key / Symbolschlüssel / interpretazione dei simboli / explicación de símbolos / Explicação dos símbolos / explication des symboles / Symbolförklaring / symbolforklaring / Tegnforklaring / символы

	manufactured by / Hergestellt von / prodotto da / fabricado por / fabricado por / fabriqué par / Producerat av / fremstillet af / Produsert av / производитель	AQUA	distilled water / destilliertes Wasser / acqua distillata / agua destilada / Água destilada / eau distillée / Destilleret vand / destilleret vand / Destillert vann / дистиллированная вода
	expiry date / Verfallsdatum / data di scadenza / fecha de caducidad / Data de validade / date d'expiration / Forfaldsdag / udløbsdato / Utløpsdato / срок годности	DIL	dilute or dissolve in / verdünnen oder lösen in / a diluire o a sciogliere in / diluir o dissolver / diluir ou dissolver em / à diluer ou à dissoudre / Fortyndes eller opløses i / fortyndes eller opløses i / Fortynnes eller oppløses i / разбавить или растворить в
	storage temperature / Lagertemperatur / temperatura di conservazione / temperatura de conservación / Temperatura de conservação / température de conservation / Förvaringstemperatur / opbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur / температура хранения	F I C	lot / Charge / lotto / lote / Lote / lot / Parti / serie / Parti / лот
	consult instructions for use / Gebrauchsanweisung beachten / consultare le istruzioni per l'uso / consulte las instrucciones de uso / Consultar o manual de instruções / consulter la notice d'utilisation / Følg bruksanvisningen / følg brugsvejledning / Følg bruksanvisningen / перед использованием прочитайте инструкцию	LOT	lot / Charge / lotto / lote / Lote / lot / Parti / serie / Parti / лот
	catalogue number / Katalognummer / numero di catalogo / número de catálogo / número de referencia / référence / Artikelnummer / katalognummer / Katalognummer / каталожный номер	REF	catalogue number / Katalognummer / numero di catalogo / número de catálogo / número de referencia / référence / Artikelnummer / katalognummer / Katalognummer / каталожный номер
	determinations / Bestimmungen / determinazioni / determinaciones / Determinações / déterminations / Bestämningar / bestemmelser / Bestemmelser / определения		



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

USO

O plasma deficiente em Factor VIII, imuno-absorvido, é usado para a determinação do Factor de coagulação VIII através do método de etapa única, baseado no tempo de tromboplastina parcial (aPTT).

COMPOSIÇÃO

O plasma deficiente em Factor VIII, imuno-absorvido, é um plasma humano imuno-absorvido, liofilizado e estabilizado, com um teor de Factor VIII <1%, fabricado a partir de plasmas negativos em HIV 1/2 Ab.

MATERIAL NECESSÁRIO (não incluso no conjunto de teste)

Table listing reagents and materials: Pipetas, Água destilada, Soluções/Estabilizadores, Imidazole Buffer, CaCl2 25 mmol/L solution, Reagentes** (5035060, 5035105), Plasmas de controle e calibração*** (5020040, 5021055), Coagulation Control A, Coagulation Reference.

** ou qualquer outra apresentação de Technoclone.
*** ou qualquer outra apresentação ou reagentes específicos Ceveron® alpha ou Technoclot Plasmas de controle e calibração de Technoclone.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Somente para uso como diagnóstico in vitro
Todas as amostras e produtos de sangue ou plasma devem ser considerados como potencialmente infecciosos, manuseados com os cuidados necessários e conforme os regulamentos de segurança e devem ser removidos como lixo hospitalar.
Os lotes de reagentes, fabricados com sangue humano e cada plasma individual usado foram negativos nos testes de HBs, Ag, HIV 1/2 Ab e HCV Ab, veja no rótulo externo ou no frasco).

CONSERVAÇÃO E ESTABILIDADE

A data de validade impressa no rótulo se refere à armazenagem de frascos não abertos entre +2 até 8°C. Estabilidade após a reconstituição:

Table showing stability periods: TA (Ceveron****) 3 hrs. at -20°C, 1 mês at -20°C.

Durante a armazenagem as tampas dos frascos devem ficar bem fechadas. *= Temperatura ambiente

** = no Ceveron® alpha na respectiva área de controle no carrossel de amostras.
Durante a armazenagem os frascos devem ficar bem fechados.
Descongelar o reagente congelado durante pelo menos 10 min. em 37°C e agitar bem antes da sua utilização. O congelamento repetido não é recomendado.

EXECUÇÃO DO TESTE

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PLASMA

Misturar 9 partes de sangue venoso com 1 parte de solução de citrato de sódio (0,11 mol/L) e centrifugar durante 15 minutos com pelo menos 2500 de FCR (força centrífuga radial, conforme DIN 58905). Armazene o plasma a temperatura ambiente (até 4 horas). As amostras, se congeladas rapidamente, podem ser armazenadas durante 15 dias a -20°C ou 1 mês a -80°C. descongele a amostra a 37°C. Antes da execução do teste, diluir o plasma do paciente 1:5 com o Estabilizador de Imidazol (0,1 ml + 0,4 ml). No caso de um teor de FVIII muito baixo ou muito alto, outras diluições devem ser usadas. Se houver suspeita de indutores, a amostra de plasma deve ser testada com várias diluições.

PREPARAÇÃO DO REAGENTE

Os reagentes liofilizados devem ser reconstituídos com a quantidade de água dest. prescrita e deixados em temperatura ambiente por 10 min. Pré-aquecer a solução de CaCl2 25 mmol/L para 37°C.

PROCEDIMENTO DO TESTE

CEVERON

A Technoclone disponibiliza instruções de aplicação para os Ceveron® alpha. Estes contêm informações específicas dos aparelhos/testes sobre o processamento e características de performance que podem divergir das informações deste manual de instruções. Neste caso, as informações dos livros de referência substituem as informações constantes neste manual de instruções. Por favor observe o manual de instruções do Ceveron alpha.

MANUEL

Esquema de pipetagem:

Table for pipetting scheme: 0,1 ml Plasma deficiente em factor VIII, imuno-absorvido; + 0,1 ml Amostra de plasma diluída; + 0,1 ml Reagente de FTT; + 0,1 ml Solução de CaCl2 (25 mmol/L; 37°C); Determinar o ponto final da coagulação.

RESULTADOS DAS ANÁLISES

VALORES DE REFERÊNCIA

70-150 % da norma

CÁLCULO DOS RESULTADOS

A pré-diluição da amostra de 1:5 não deve ser considerada durante a análise. As amostras pré-diluídas 1:5 podem ser interpretadas directamente a partir da curva de referência. Se diluições diferentes de 1:5 foram usadas para as amostras, então os % dos valores de F VIII da curva de referência podem ser calculados com a seguinte fórmula:
% Teor FVIII / 5 = diluição = % FVIII da amostra

CURVA DE REFERÊNCIA

A Coagulation Reference deve ser dissolvida conforme as indicações na tabela. Esta solução será pré-diluída 1:5 com o Estabilizador de Imidazol (1 parte de Referência de Coagulação + 4 partes de Estabilizador de Imidazol). A partir da pré-diluição (1:5) será elaborada uma série geométrica de diluições (1:1 até 1:128). A indicação 1:1 corresponde à pré-diluição de 1:5.

Table showing Pre-diluição and Diluições da curva de referência. Columns for 1:5, % FVIII, and dilution ratios 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128.

Determinar o tempo de coagulação das diferentes etapas de diluição e passar para uma folha semilogarítmico (eixo x: actividade log em %, eixo y: tempo de coagulação em segundos).

CONTROLE DE QUALIDADE

No controle de qualidade deve ser usado um abnormal controle (p.e. Coagulation Control A) para o controle de exactidão, e um normal controle (p.e. Coagulation Control N) para o controle de precisão.

LIMITAÇÕES DA EXECUÇÃO DO TESTE

Pelo manuseio inadequado das amostras pode ocorrer uma activação de factores de coagulação, o que pode levar à determinação erroneamente elevada de factores individuais.

Na determinação dos factores individuais, o anticoagulante Lupus pode alterar a actividade efectiva do factor. Para cada lote de reagentes, para o qual deve ser estabelecida uma curva de calibragem, e para cada aparelho utilizado, deve ser feita uma nova calibragem No caso de alterações no software e depois de maiores revisões nos instrumentos oude conserto no aparelho, também se recomenda uma nova calibragem.

APLICAÇÕES DE APARELHOS

Aplicações de aparelhos estão disponíveis sob pedido no seu distribuidor ou directamente na Technoclone.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Os dados do desempenho são mostrados abaixo. Os resultados obtidos em laboratórios individuais podem ser diferentes.

PRECISÃO

A reprodutibilidade foi determinada com amostras diferentes (em séries e dia a dia). Foram obtidos os seguintes resultados:

Table showing Intra-ensaio and Inter-ensaio results for Amostra 1 and Amostra 2. Metrics include MV (sec), SD (%), and CV (%).

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS OU CORRELAÇÃO

A correlação seguinte (%) Foi obtida comparando o TECHNOCHROM® FVIII:C (Technoclone) com o FVIII Deficient Plasma immunads com o método do tampão Imidazol e o método do plasma deficiente:

Método do tampão Imidazol: n=26 y = 1,1137x - 6,9503 R² = 0,9754
Método do plasma deficiente: n=20 y = 1,1475x - 14,32 R² = 0,9809

LINEARIDADE

Método do tampão Imidazol: 0,8 - 100 (Actividade %)
Método do plasma deficiente: 0,4 - 100 (Actividade %)

LIMITE DE DETECÇÃO

Método do tampão Imidazol: 0,8 % (Actividade %)
Método do plasma deficiente: 0,4 % (Actividade %)

LITERATURA

Favor entrar em contacto com a Technoclone ou o seu distribuidor.

¹ Para análises de estandarização recomenda-se um tempo de reconstituição de 30 min.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATION

Le plasma déficient en Facteur VIII immunoabsorbé est utilisé pour la détermination du Facteur VIII par une méthode en une seule étape basée sur le temps d'activation partiel de la Thromboplastine (aPTT)

COMPOSITION

Le plasma déficient en Facteur VIII immunoabsorbé est un plasma humain immunoabsorbé, stabilisé et lyophilisé préparé à partir de plasma anti-HIV Ac négatif, et dont la contenance en Facteur VIII est < 1%.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE (non fourni avec le kit)

Table listing reagents and materials: Pipetten, Eau distillée, Dilutions/Tampons, Imidazole Buffer, CaCl2 25 mmol/L solution, Réactif** (5035060, 5035105), Plasmas de contrôle et d'étalonnage*** (5020040, 5021055), Coagulation Control N, Coagulation Control A, Coagulation Reference.

** ou tout autre conditionnement de Technoclone.
*** ou tout autre conditionnement ou réactifs de contrôle et d'étalonnage spéciaux pour Ceveron ou Technoclot de Technoclone.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Uniquement pour application en diagnostic in vitro
Tous les échantillons de plasma et de sang doivent être considérés comme potentiellement infectieux. Ils doivent être manipulés avec les précautions nécessaires relatives aux règles de sécurité et être éliminés de la même manière que les déchets hospitaliers.
Ce lot de réactifs obtenus à partir de sang humain et tous les plasmas individuels utilisés à cette fin sont Ag HBs, Ac VIH et Ac VHC négatifs (voir étiquette externe et étiquette sur le flacon).

STABILITÉ ET CONSERVATION

La date d'expiration sur les étiquettes est valable pour le stockage entre 2 et 8°C des bouteilles non ouvertes. Stabilité après reconstitution:

Table showing stability periods: TA (Ceveron****) 3 h at -20°C, 1 mois at -20°C.

Lors du stockage, les bouchons doivent être vissés fermement. *= Température ambiante

**** = dans le Ceveron® alpha, dans la zone réservée aux contrôles du rack échantillon.

Lors du stockage les bouteilles doivent être solidement couvertes.
Les réactifs congelés doivent être décongelés pendant au moins 10 min. à température ambiante, et mélangés vigoureusement. Éviter les congélations répétées.

RÉALISATION DU TEST

PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS DE PLASMA

Sang veineux et solution de citrate de sodium (0,11 mol/L) sont mélangés 9:1 et centrifugés pendant 15 minutes avec une FCR (force centrifuge radiale) d'au moins 2500 (correspondant à 58905 DIN). Conserver le plasma à température ambiante (jusqu'à 4 heures). Congelés rapidement, les échantillons peuvent être conservés jusqu'à 15 jours à -20°C et 1 mois à -80°C. Décongeler les échantillons à 37°C. Avant d'effectuer le test, le plasma des patients doit être dilué 1:5 (0,1 ml+0,4 ml) avec le tampon imidazole. Cependant, pour des niveaux très bas ou très haut en Facteur VIII, d'autres dilutions doivent être utilisées. En cas de suspicion d'inhibiteurs, le plasma du patient doit être testé à différentes dilutions.

RECONSTITUTION DU RÉACTIF

Reconstituer les réactifs lyophilisés avec le volume d'eau distillée indiqué sur l'étiquette des flacons et laisser reposer les réactifs reconstitués pendant 10 minutes à température ambiante. Préchauffer la solution de 25mmol/l deCaCl2 à 37°C.

RÉALISATION DU TEST

CEVERON

Technoclone propose des protocoles d'adaptation pour Ceveron® alpha. Ces manuels contiennent des informations sur la réalisation des tests et leurs caractéristiques, spécifiques aux tests et à l'appareil. Ces informations peuvent différer de celles indiquées dans cette notice d'emploi. Dans ce cas, utiliser les données du protocole d'adaptation et non celles de cette notice d'emploi. Respecter les instructions d'emploi du Ceveron® alpha.

MANUELLE

Schéma de pipetage:

Table for manual pipetting scheme: 0,1 mL plasma déficient F VIII, immunoabsorbé; + 0,1 mL plasma dilué; + 0,1 mL réactif PTT; + 0,1 mL solution de CaCl2 25 mmol/L (37°C); déterminer le temps de coagulation.

INTERPRETATION DES RESULTATS

DOMAINS DE REFERENCE

70-150 % de la norm

CALCUL DES RESULTATS

L'évaluation ne tient pas compte de la prédilution-échantillon 1:5. Les échantillons prédiluits 1:5 peuvent être lus directement sur la courbe de référence. En utilisant d'autres dilutions que celles 1:5, les valeurs fixes en % de la courbe de référence peuvent être converties à l'aide de la formule suivante:

% teneur FVIII / 5 = Dilution = % FVIII de l'échantillon

COURBE DE RÉFERENCE

Dissoudre le Coagulation Reference en suivant les indications du tableau et préparer avec ce plasma et un tampon d'imidazole (1 partie de plasma de référence + 4 parties de tampon) une prédilution 1:5. Utiliser cette prédilution pour préparer une série de dilutions géométrique (1:1 à 1:128). L'indication 1:1 correspond à la prédilution 1:5.

Table showing Prédilution and Dilutions de courbe de référence. Columns for 1:5, % FVIII, and dilution ratios 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64, 1:128.

Déterminer le temps de coagulation des dilutions. Dosage du F XI: porter sur du papier semi-log (axe des x: log activité en %, axe des y: temps de coagulation en sec) Dosage du XII: porter sur du papier semi-log (axe des x: log activité en %, axe des y: temps de coagulation en sec)

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Afin de vérifier la précision des résultats, un plasma de contrôle pathologique (par exemple Coagulation Control A), et un plasma de contrôle normal (par exemple Coagulation Control N) doivent toujours être testés selon la même procédure que les plasmas de patients.

LIMITATION DU TEST

Une mauvaise manipulation de l'échantillon peut mener à des surestimations du facteur de coagulation lors de sa détermination. Le coagulant du lupus peut affecter l'activité apparente du facteur lors de sa simple détermination. Un nouveau calibrage est exigé pour chaque série de réactifs où une courbe d'étalonnage est nécessaire ainsi que pour chaque instrument utilisé. En outre un nouveau calibrage est recommandé, en cas de changement de logiciel ou après un service d'entretien important des instruments ou de l'équipement.

APPLICATIONS D'APPAREIL

Les feuilles d'application sont fournies par Technoclone ou votre distributeur local sur demande

PERFORMANCES

Les performances sont établies à partir des données ci-dessous. Les résultats obtenus peuvent varier selon les Laboratoires.

PRECISION

La reproductibilité a été déterminée avec différents échantillons (en séries et sur plusieurs jours) Les résultats suivants ont été obtenus:

Table showing Intra essais and Inter essais results for échantillon 1 and échantillon 2. Metrics include MV (sec), SD (%), and CV (%).

COMPARAISON DES METHODES ET CORRELATION

Les corrélations suivantes (%) ont été obtenues en comparant TECHNOCHROM FVIII:C avec la technique utilisant un plasma déficient en F VIII supplémenté en tampon imidazole et la méthode en plasma déficient.

Méthode avec tampon imidazole: n=26 y = 1,1137x - 6,9503 R² = 0,9754
Méthode utilisant un plasma déf.: n=20 y = 1,1475x - 14,32 R² = 0,9809

LINEARITÉ

Méthode avec tampon imidazole: 0,8 - 100 (Activité %)
Méthode utilisant un plasma déf.: 0,4 - 100 (Activité %)

LIMITE DE DETECTION

Méthode avec tampon imidazole: 0,8 % (Activité %)
Méthode utilisant un plasma déf.: 0,4 % (Activité %)

BIBLIOGRAPHIE

Veuillez contacter s'il vous plaît Technoclone GmbH ou votre distributeur.

¹ Pour les tests de standardisation, un temps de reconstitution de 30 min est recommandé.

