























TECHNOCLOT® Control A



REF 5021070 TECHNOCLOT® Control A 10 x 1 mL

REF 5021075 TECHNOCLOT® Control A 50 x 1 mL

symbols key / Symbolschlüssel / interpretazione dei simboli / explicación de símbolos / explicação dos símbolos / clé des symboles / Symbolnyckel / symbolforklaring / Tegnforklaring / Κλειδί συμβόλων / Използвани символи / символы / Ključova slova / Značenje simbola		
	manufacturer / Hersteller / fabbricante / fabricante / fabricante / fabricant / Tillverkaren / Fabrikanten / Produzent / Κατασκευαστής / Производитель / Производител / Производител / výrobce / Proizvođač	 expiry date / Verfallsdatum / data di scadenza / fecha de caducidad / data de validade / date d'expiration / utgångsdatum / udløbsdato / Utløpsdato / Ημερομηνία λήξης / срок на годност / datum expirace / срок годности / datum expirace / Rok trajanja
	storage temperature / Lagertemperatur / temperatura di conservazione / temperatura de conservación / temperatura de conservação / température de stockage / lagringstemperatur / opbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur / θερμοκρασία αποθήκευσης / съхранение на / teplota skladování / температура хранения / teplota skladování / Temperatura lagerovanja	 consult instructions for use / Gebrauchsanweisung beachten / consultare le istruzioni per l'uso / consulte las instrucciones de uso / consultar o manual de instruções / instruction d'utilisation / se användarinstruktioner / følg brugsvejledning / Følg bruksanvisningen / συμβουλευθείτε τις οδηγίες για τη χρήση / прочетете инструкцията за работа / potfeba fídit se instrukcemi / перед использованием читайте инструкцию / sledujte návod k použití / Pročitaj uputstvo pre upotrebu
	CE-mark / CE-Kennzeichnung / marchio CE / marca de CE / Simbolo da CE / marquage CE / CE-märkning / CE-mærket / CE-merke / CE-σημάδι / CE марка / CE-označení / маркировка CE / značka CE / CE-marka	 determinations / Bestimmungen / determinazioni / determinaciones / determinações / déterminations / bestämmingar / bestemmelser / Bestemmelser / προδιορισμοί / брой тестове / stanovení / определний / роčet stanovení / Definicija
	distilled water / destilliertes Wasser / acqua distillata / agua destilada / água destilada / eau distillée / destillerat vatten / destilleret vand / Destillert vann / αποσταγμένο νερό / destilirana voda / destilovaná voda / дистиллированная вода / destilovaná voda / Serija	 lot / Charge / lotto / lote / lote / lot / sats / serie / Parti / партиа / партида номер / šarže / лот / šarže / in vitro dijagnostika
	Reaction buffer / Reaktionspuffer / tampone di reazione / tampón de reacció / Tampão de reação / tampon de réaction / Reaktionsbuffert / Reaktionsbuffer / Reaktionsbuffer / διάλυμα αντίδρασης / Реакцион буфер / Рабочий буферный раствор / Reakční pufr / Reakcioni pufer	 microtiter plate / Mikrotiterplatte / placa microtiter / microplaca / microplaca / microplaques sensibilisées / Mikrotiterplatta / Mikrotiterplade / mikrotiterplate / πλάκα μικροπιλοδότησης / Микротитърна плака / Микропланшет / Mikrotitrační destička / Mikrotitracione ploče
	Calibrator / Kalibrator / Calibratore / calibrador / calibrador / calibreur / Kalibrator / Kalibrator / Kalibrator / Βαθμονομητής / Калибратор / калибратор / kalibrátor / Kalibrator	 catalogue number / Katalognummer / numero di catalogo / número de catálogo / número de referência / réf. de catalogue / katalognummer / Katalognummer / αριθμός καταλόγων / каталожен номер / katalogové číslo / каталожный номер / katalogové číslo / Kataloški broj
	Conjugate / Konjugat / Coniugato / conjugado / conjugado / conjugaté / Konjugerad / Konjugat / Konjugat / συνδεδεκό / Конюгат / Конъюгат / Konjugát / Konjugat	 ready to use / gebrauchsfertig / pronto all'uso / listo para usar / pronto a usar / prêt à l'emploi / færdig att användas / færdig til brug / klar til bruk / έτοιμο προς χρήση / Готов за употреба / готов к использованию / k přímému použití / Razrediti ili rastvoriti
	Control / Kontrolle / controllo / control / control / contrôle / Kontroll / Kontroll / Kontroll / διάλυμα ελέγχου / Контрол / Контрольный образец / Kontrola / Kontrola	 stop solution / Stopplösung / Soluzione di arresto / solución de parada / solução de paragem / solution d'arrêt / Stoppløsning / Stop-opløsning / Stoppløsning / διάλυμα παύσης / Стоп-раствор / Стоп-раствор / Zastavovací roztok / Stop solucija
	dilute or dissolve in / verdünnen oder lösen in / diluire o dissolvere in / diluir o dissolver / diluir ou dissolver em / diluer ou dissoudre dans / spädd eller upplöst i / fortyndes eller opløses i / Fortyndes eller opløses i / αραιωση ή διάλυση σε / разтворете или разрежете с / zředit anebo rozpustit v / разбавить или растворить в / nafedte nebo rozpustite v / razrediti ili rastvoriti u	 substrate / Substrat / substrato / substrato / substrato / substrat / Substrat / Substrat / Substrat / υπόστρωμα / Субстрат / Субстрат / Substrát / Substrat
	incubation buffer / Inkubationspuffer / tampone di incubazione / tampón de incubación / tampão de incubação / tampon d'incubation / Inkubationsbuffer / Inkubationsbuffer / Vaskebufferkonsentrat / διάλυμα επώασης / Инкубационный буфер / Буфер для инкубации / Inkubační pufr / Inkubacioni pufer	 washing solution concentrate / Waschlösungskonzentrat / concentrado de solución de lavado / solución de lavado concentrada / tampão de lavagem concentrado / Tampon de lavage concentré / Vattenlösningkoncentrat / Vaskeopløsningskoncentrat / vaskeløsningskonsentrat / συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης / Концентриран миещ разтвор / Концентрат промывочного раствора / Koncentrát promývacieho roztoku / Koncetrat solucije za ispiranje
	research use only	



PRODUCT DESCRIPTION

INTENDED USE

For use as accuracy control of research tests (PT/aPTT) in the interface between normal and abnormal coagulation activity. Precision control, i.e. the recording of the day to day variation, is an important procedure in coagulation testing; checking the accuracy of the test system is particularly important. TECHNOCLOT® Control A can be used for:

- Accuracy control for prothrombin time (PT), partial thromboplastin time (aPTT), in the interface between normal and abnormal coagulation activity.
- Precision control of all parameters listed in the table.

COMPOSITION

TECHNOCLOT® Control A is an lyophilized abnormal human citrated plasma, where the clotting factors are reduced. TECHNOCLOT® Control A contains stabilizers but no bactericide additives.

MATERIAL REQUIRED (not supplied with the kit)

- Pipettes
- Distilled water

WARNING AND PRECAUTIONS

- RUO for research use only
- All blood and plasma samples and products have to be regarded as potentially infectious and handled with appropriate care and in compliance with the biosafety regulations in force and must be disposed of in the same way as hospital waste.
- Each single donor plasma and each lot of TECHNOCLOT® Control A are tested and found negative for HbsAg, HIV 1/2 Ab and HCV Ab. However, universal precautions (treating all human source materials as if potentially infectious) should be exercised.

STABILITY AND STORAGE

The expiry date printed on the labels applies to storage of the unopened bottles at +2...8 °C. Stability after reconstitution:

RT*	+2...8 °C	-20 °C
4 hours	8 hours	1 month

The vials can be only frozen once. Upon storage, caps should be screwed tightly. * = room temperature ¹

TEST PROCEDURE

PREPARATION AND PERFORMANCE OF THE TEST

- Open the vial carefully and reconstitute the contents in 1 mL of distilled water by carefully rotating the vial until the product is completely reconstituted (avoid frothing).
- Allow the reconstituted TECHNOCLOT® Control A to stand for 10 minutes at room temperature before use ². Invert to mix before use (avoid foaming).
- Treat the reconstituted plasma as a citrated patient sample according to the instructions of the respective test.

ANALYSES RESULTS

EVALUATION OF THE RESULTS

The figures in the table are only applicable to the indicated lot number of TECHNOCLOT® Control A and the method has to adhere strictly as prescribed for the respective reagent.

STANDARDIZATION AND TRACEABILITY

The reported values were determined over multiple runs using a specific lot of reagent and against an Internal Reference Standard which is traceable to the current International Standards, identified in the acceptance range table. For the tests where International Standards are not available, these parameters have been assigned against an Internal Reference Standard which is traceable to a frozen normal plasma pool of 100 donors.

LIMITATION OF THE TEST

The figures in the table are only applicable to the indicated lot number of TECHNOCLOT® Control A and the method has to adhere strictly as prescribed for the respective reagent. The guidelines for evaluation given in this leaflet have been established assuming that a constant sensitivity of different batches is guaranteed by the manufactures of each reagent.

LITERATURE

Please contact Technoclone or your local distributor.

¹ Use the reconstituted plasma in single factor determinations within 2 hours stored at room temperature. ² For standardization a reconstitution time of 30 minutes is recommended.

PRODUKTBESCHREIBUNG

ANWENDUNG

Zur Kontrolle der Screening-Teste (TPZ, aPTT) im Grenzbereich zwischen normaler und abnormaler Aktivität. Bei Gerinnungsuntersuchungen ist die Präzisionskontrolle, die Erfassung der Schwankungen von Tag zu Tag durch die statistische Qualitätskontrolle, ein wichtiger Bestandteil der Laboratoriumsarbeit. Darüber hinaus ist die Überprüfung der Richtigkeit des Testsystems von entscheidender Bedeutung.

Das TECHNOCLOT® Control A kann verwendet werden:

- Als Richtigkeitskontrolle für die Thromboplastinzeit (TPZ/Quick®) und partielle Thromboplastinzeit (aPTT) im Grenzbereich zwischen normaler und abnormaler Gerinnungsaktivität.
- Als Präzisionskontrolle aller angegebenen Parameter.

ZUSAMMENSETZUNG

TECHNOCLOT® Control A ist ein lyophilisiertes abnormales humanes Citratplasma, bei dem die Gerinnungsfaktoren vermindert sind. TECHNOCLOT® Control A enthält Stabilisatoren aber keine bakteriziden Zusätze.

BENÖTIGTES MATERIAL (nicht im Testkit enthalten)

- Pipetten
- Destilliertes Wasser

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

- Nur zur Anwendung als *in vitro* Diagnostikum
- Alle Blut- bzw. Plasmaprodukte und Proben müssen als potentiell infektiös angesehen werden. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu behandeln und wie Krankenhausmüll zu entsorgen.
- Diese Reagenziencharge und jedes hierzu verwendete Einzelplasma ist HbsAg, HIV 1/2 Ak and HCV Ak negativ. Alle humanen Blut- bzw. Plasmaprodukte und Proben müssen als potenziell infektiös angesehen werden. Sie sind mit der notwendigen Sorgfalt und entsprechend den Sicherheitsvorschriften zu behandeln.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Das Reagenz ist ungeöffnet bei +2...8 °C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar.

Stabilität nach Rekonstitution:

RT*	+2...8 °C	-20 °C
4 Stunden	8 Stunden	1 Monat

Das Plasma darf nur einmal eingefroren werden. Während der Lagerung sollte die Schutzkappe fest verschlossen sein. * = Raumtemperatur ¹

TESTDURCHFÜHRUNG

VORBEREITUNG DES REAGENZES UND TESTVERFAHREN

- Das Fläschchen vorsichtig öffnen, den Inhalt mit 1 mL destilliertem Wasser lösen und durch vorsichtiges Rotieren des Fläschchens vollständig rekonstituieren (Schaumbildung vermeiden).
- Das gelöste Kontrollplasma soll vor Verwendung 10 Minuten bei Raumtemperatur stehen ². Vor Gebrauch durch vorsichtiges Schwenken mischen (Schaumbildung vermeiden).
- Das TECHNOCLOT® Control A nach der Testvorschrift des Reagenzienherstellers wie die Patientenplasmen behandeln.

ANALYSENERGEBNISSE

BERECHNUNG DER ERGEBNISSE

Die in der Tabelle angeführten Werte gelten nur für das entsprechende Lot. Weiters muss die für den jeweiligen Test vorgeschriebene Methode genau eingehalten werden.

STANDARDISIERUNG

Die angegebenen Referenzwerte wurden bei mehreren Läufen mit spezifischen Reagenzienchargen und gegen einen, auf den aktuellen internationalen Standard abgeglichenen, internen Referenzstandard ermittelt (siehe Wertetabelle). Bei Tests für die keine internationalen Standards zur Verfügung stehen, werden die Kalibrationswerte gegen einen, auf einen Normal-Plasma-Pool von 100 gesunden Spendern abgeglichenen internen Referenzstandard, ermittelt.

EINSCHRÄNKUNG DER TESTDURCHFÜHRUNG

Die Werte der Tabelle gelten nur für die angegebene Lotnummer des TECHNOCLOT® Control A und bei genauer Einhaltung der für das jeweilige Reagenz vorgeschriebenen Methode. Die im Beipacktext des TECHNOCLOT® Control A aufgeführten Beurteilungsrichtlinien sind unter der Voraussetzung erstellt, dass von den jeweiligen Herstellern eine gleich bleibende Empfindlichkeit der Reagenzien von Charge zu Charge gewährleistet wird.

LITERATUR

Bitte wenden Sie sich an Technoclone oder an Ihren Händler.

¹ Für Einzelfaktorenbestimmungen empfiehlt sich die Verwendung innerhalb von 2 Stunden mit Lagerung bei Raumtemperatur. ² Für Standardisierungsuntersuchungen empfiehlt sich eine Rekonstitutionszeit von 30 Minuten

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**APLICACIÓN**

Para uso como Control de precisión de pruebas de rastreo (TP/TTPa) en la interface entre la actividad de coagulación normal y anormal.

El control de precisión, es decir, el registro de la variación día a día, es un procedimiento importante en las pruebas de coagulación; la revisión de la precisión del sistema de prueba es particularmente importante.

El TECHNOCLOT® Control A puede ser usado como:

- Control de precisión para tiempo de protrombina (TP), tiempo de tromboplastina parcialmente activado (TTPa), en la interface entre la actividad de coagulación normal y anormal.
- Control de precisión de todos los parámetros listados en la tabla.

COMPOSICIÓN

El TECHNOCLOT® Control A es plasma citratada humana anormal liofilizada, donde los factores de coagulación son reducidos. El TECHNOCLOT® Control A contiene estabilizadores pero no aditivos bactericidas.

MATERIAL REQUERIDO (no suministrado con el kit)

- Pipetas
- Agua destilada

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- IVD, para uso de diagnóstico in vitro
- Todos los productos y muestras de sangre y plasma deben ser considerados potencialmente infecciosos y manejados con cuidado apropiado y en cumplimiento con las regulaciones de bio-seguridad vigentes y deben ser desechados del mismo modo que los desechos hospitalarios.
- Cada plasma de donantes y cada lote de TECHNOCLOT® Control A son probados y encontrados negativos para Hb_sAg, HIV 1/2 Ab y HCV Ab. Sin embargo, se deben seguir las precauciones universales (tratar todos los materiales de fuente humana como si fuesen potencialmente infecciosos).

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

La fecha de vencimiento impresa en las etiquetas aplica para el almacenamiento de los viales cerrados a +2-8 °C.

Estabilidad luego de reconstitución:

TA*	+2-8 °C	-20 °C
4 horas	8 horas	1 mes

Los viales sólo pueden ser congelados una vez.

Al momento del almacenamiento, la tapa debe quedar bien cerrada.

*=temperatura ambiente ¹

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA**PREPARACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA PRUEBA**

- Abrir el vial con cuidado y reconstituir el contenido en 1ml de agua destilada, rotar el vial hasta que el producto quede completamente reconstituido (evitar hacer espuma)
- Permita que el TECHNOCLOT® Control A reconstituido permanezca quieto durante 10 minutos a temperatura ambiente antes de usarlo ². Invertir el vial para mezclarlo antes de usar (evitar hacer espuma).
- Trate el plasma reconstituido como una muestra de paciente citratada de acuerdo a las instrucciones de la prueba respectiva.

RESULTADOS DE ANÁLISIS**EVALUACIÓN DE RESULTADOS**

Las figuras en la tabla aplican únicamente al número de lote indicado de TECHNOCLOT® Control A y el método debe adherirse estrictamente como se describe en el reactivo respectivo.

ESTANDARIZACIÓN Y TRAZABILIDAD

Los valores indicados se determinaron en múltiples sesiones utilizando un lote específico de reactivo y un Estándar Interno de Plasma Calibrador. Dicho Estándar está valorado respecto a los Estándares Internacionales actuales indicados en la ficha técnica.

En los ensayos para los que no están disponibles Estándares Internacionales, estos parámetros se han asignado usando un Estándar Interno referido a un "pool" de plasmas normales congelado procedente de 100 donantes.

LIMITACIONES DE LA PRUEBA

Las figuras en la tabla aplican únicamente al número de lote indicado de TECHNOCLOT® Control A y el método debe adherirse estrictamente como se describe en el reactivo respectivo.

Las guías de evaluación dadas en este folleto han sido establecidas asumiendo que se garantiza una sensibilidad constante de diferentes series por el fabricante de cada reactivo.

BIBLIOGRAFÍA

Sírvase dirigirse a Technoclone o a su distribuidor local.

¹ Use el plasma reconstituido en factores únicos de determinación dentro de 2 horas almacenado a temperatura ambiente.

² Para la estandarización, se recomienda un tiempo de reconstitución de 30 minutos.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ**

Για χρήση σαν control ακριβείας των screening τεστ (PT/aPTT) στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στη κανονική και μη κανονική ενεργότητα πήξης.

Control ακριβείας, π.χ. η καταγραφή από μέρα σε μέρα διακύμανση, είναι μια σημαντική διαδικασία στον έλεγχο πήξης. Ο έλεγχος της ακριβείας του συστήματος τεστ είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Το TECHNOCLOT® Control A μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- Control ακριβείας για το χρόνο προθρομβίνης (PT), το χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), στο μεσοδιάστημα μεταξύ κανονική και μη κανονικής ενεργότητας πήξης.
- Control ακριβείας όλων των παραμέτρων που εμφανίζονται στο πίνακα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το TECHNOCLOT® Control A παρασκευάζεται από υγιή δότην πλάσματα σε κεντρικό με μερικούς αφαιρεμένο το παράγοντα II, VII, IX και X. Το TECHNOCLOT® Control A περιέχει σταθεροποιητές αλλά όχι βακτηριακά πρόσθετα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (δείτε παρέχεται με το kit)

- Πιπέτες
- Απεσταγμένο νερό

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- IVD για *in vitro* διαγνωστική χρήση

- Όλα τα δείγματα αίματος, πλάσματος και προϊόντων πρέπει να θεωρούνται σαν δυναμικώς μολυσματικά και να μεταχειρίζονται με κατάλληλη φροντίδα και σε συμφωνία με τους κανόνες βιοασφάλειας και πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα νοσοκομειακά απόβλητα.

- Κάθε ενιαίο πλάσμα δότην και κάθε παρτίδα Προτύπου Πήξης ελέγχθηκε και βρέθηκε αρνητικό για Hb_sAg, HIV 1/2 Ab και HCV Ab. Όμως πρέπει να ακολουθούνται γενικές προφυλάξεις (μεταχείριση όλων των υλικών ανθρώπινης προέλευσης σαν δυναμικώς μολυσματικά).

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Η ημερομηνία λήξης στις επικέτες αναφέρεται στην αποθήκευση σφραγισμένων φιαλιδίων στους +2...8 °C.

Σταθερότητα μετά την ανασύσταση:

TA*	+2-8 °C	-20 °C
4 ώρες	8 ώρες	1 μήνας

Τα φιαλίδια μπορούν να παγώσουν μόνο μια φορά.

Κατά την αποθήκευση, τα καπάκια πρέπει να είναι βιδωμένα σφικτά.

*=θερμοκρασία δωματίου ¹

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΣΤ**ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ**

- Ανοίξτε το φιαλίδιο προσεκτικά και ανασυστήστε τα περιεχόμενα σε 1 mL απεσταγμένου νερού έως ότου το προϊόν ανασυσταθεί πλήρως έως ότου το προϊόν ανασυσταθεί πλήρως (αποφύγετε τον αφρισμό).
- Επιτρέψτε στο TECHNOCLOT® Control A να σταθεροποιηθεί για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη χρήση ². ανακινήστε αντιστρέφοντας για να επιτευχθεί ανάμιξη πριν τη χρήση (αποφύγετε δημιουργία αφρού)
- Μεταχειριστείτε το ανασυσταμένο πλάσμα σαν ένα κεντρικό δείγμα ασθενούς βάση οδηγίων του αντίστοιχου τεστ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

Τα σχήματα στο πίνακα είναι εφαρμόσιμα μόνο στον ενδεικνυόμενο αριθμό παρτίδας του TECHNOCLOT® Control A και η μέθοδος πρέπει να εμμένει αυστηρά όπως περιγράφεται για το αντίστοιχο αντιδραστήριο.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αναφερόμενες τιμές προσδιορίστηκαν με πολλαπλές μετρήσεις χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη παρτίδα αντιδραστήριου και έναντι ενός Εσωτερικού Προτύπου Αναφοράς που είναι ιχνηλάσιμο με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα και προσδιορίζονται στον πίνακα αποδεκτού εύρους.

Για τις εξετάσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμα Διεθνή Πρότυπα, αυτοί οι παράμετροι έχουν ανατεθεί έναντι ενός Εσωτερικού Προτύπου Αναφοράς που είναι ιχνηλάσιμο σε ένα κατεψυγμένο μίγμα φυσιολογικού πλάσματος από 100 δότες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Τα σχήματα στο πίνακα είναι εφαρμόσιμα μόνο στους ενδεικνυόμενους αριθμούς παρτίδας του TECHNOCLOT® Control A και της μεθόδου που πρέπει να εμμένει αυστηρά όπως περιγράφηκε για το αντίστοιχο αντιδραστήριο.

Οι οδηγίες για εκτίμηση που δίνονται σε αυτό το φυλλάδιο έχουν καθιερωθεί θεωρώντας ότι μια σταθερή ευαισθησία διαφορετικών παρτίδων εξασφαλίζεται από τους κατασκευαστές κάθε αντιδραστήριου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Technoclone ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

¹ Χρησιμοποιήστε το ανασυσταμένο πλάσμα σε προσδιορισμούς μονού παράγοντα εντός 2 ωρών αποθηκευμένου σε θερμοκρασία δωματίου.

² Για τυποποίηση συστήνεται χρόνος ανασύστασης 30 λεπτών.

DESCRIPTION DU PRODUIT

APPLICATION

Destiné au contrôle des tests de dépistage (TP, aPTT) dans une fourchette comprise entre l'activité normale et anormale.

Lors des expériences de coagulation, le contrôle de précision, c'est à dire la saisie des variations jour après jour par le contrôle statistique de qualité, constitue un élément important du travail de laboratoire. En conséquence, le contrôle de l'exactitude du système de test revêt une signification décisive.

TECHNOCLOT® Control A peut être utilisé :

- Comme contrôle d'exactitude pour les tests globaux du temps de thromboplastine (TP/"Quick") et le temps de céphaline activateur (TCA), dans la fourchette comprise entre l'activité de coagulation normale et anormale.
- Comme contrôle de précision pour tous les paramètres indiqués.

COMPOSITION

Le TECHNOCLOT® Control A est un plasma humain anormal citraté et lyophilisé dont le taux des facteurs de la coagulation est diminué. Le TECHNOCLOT® Control A contient des stabilisateurs mais pas d'adjuvants bactéricides.

MATÉRIEL NECESSAIRES (non fourni avec le kit)

- Pipettes
- Eau distillée

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Uniquement pour une application en diagnostic *in vitro*
- L'ensemble des produits et échantillons sanguins doivent être considérés comme potentiellement infectieux. En conséquence, il convient de les manipuler avec le soin nécessaire dans le respect des consignes de sécurité et de les éliminer comme des déchets hospitaliers.
- Ce lot de réactif et chaque plasma individuel utilisé à cet effet sont HbsAg, HIV 1/2 Ak et HCV Ak négatifs. Tous les produits sanguins et plasmas humains doivent être considérés comme potentiellement infectieux. il convient de les manipuler avec le soin nécessaire dans le respect des consignes de sécurité.

STOCKAGE ET STABILITE

Le réactif doit être stocké fermé à +2...8 °C. Il est utilisable jusqu'à la date mentionnée sur l'étiquette.

Stabilité après reconstitution :

TA*	+2...8 °C	-20 °C
4 heures	8 heures	1 mois

Le plasma ne doit pas être congelé. Le couvercle de protection doit être maintenu solidement fermé pendant le stockage. * = température ambiante 1

EXECUTION DES TESTS

PREPARATION DU REACTIF ET PROCEDE DE TEST

- Ouvrir le flacon avec précaution, dissoudre le contenu avec 1 mL d'eau distillée et procéder à la reconstitution en remuant prudemment le flacon jusqu'à ce que le produit soit complètement reconstitué (éviter la formation de mousse).
- Le plasma de contrôle dissout doit être placé à température ambiante 10 minutes avant son utilisation 2. Homogénéiser en retournant le flacon plusieurs fois avant usage, en évitant la formation de mousse.
- Manipuler le TECHNOCLOT® Control A selon les directives de test édictées par le fabricant du réactif au même titre que les plasmas des patients.

INTERPRETATION DES RESULTATS

CALCUL DES RESULTATS

Les valeurs mentionnées dans le tableau ne sont valables que pour le lot correspondant. Par ailleurs, la méthode prévue pour le test respectif doit être respectée avec précision.

STANDARDISATION ET TRAÇABILITE

Les valeurs reportées dans les notices sont déterminées à partir d'essais multiples en utilisant des lots spécifiques de réactifs, et ce, par rapport à un Standard interne. Ce dernier est étalonné en regard du standard international actuel, et validé à l'aide de la table de valeurs limites usuelles correspondante.

En ce qui concerne les tests pour lesquels le standard international n'est pas disponible, les valeurs ont été déterminées par rapport à un Standard interne. Les valeurs de ce dernier sont relatives à un pool de plasmas normaux de 100 donneurs.

LIMITATION DU TEST

Les valeurs du tableau ne sont valables que pour le numéro de lot indiqué du TECHNOCLOT® Control A et dans le cadre d'un respect précis de la méthode prévue pour le réactif respectif.

Les directives d'appréciation indiquées dans la notice du TECHNOCLOT® Control A ont été établies sous la condition qu'une sensibilité constante des réactifs des fabricants respectifs soit garantie de lot en lot.

BIBLIOGRAPHIE

Veillez vous adresser SVP à la société Technoclone ou directement à votre revendeur

¹ Il est recommandé pour les déterminations de facteurs individuels d'utiliser le produit dans les deux heures avec un stockage à température ambiante.

² Une durée de reconstitution de 30 minutes est recommandée pour des expériences de standardisation

OPIS PROIZVODA

PRIMENA

Kontrola tačnosti skringing testova (PT/a PTT) između normalnih i abnormalnih vrednosti koagulacije.

Kontrola preciznosti, kao što je beleženje dnevnih varijacija, je važna procedura u koagulacionom testiranju ; naročito je važno proveravanje tačnosti testa.

TECHNOCLOT® Control A može da se koristi za:

- kontrolu tačnosti protrombinskog vremena (PT), parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) između normalnih i abnormalnih vrednosti koagulacije.
- precizna kontrola svih parametara navedenih u priloženoj tabeli.

SASTAV

TECHNOCLOT® Control A je liofilizovana abnormalna citrirana humana plazma, gde su faktori koagulacije smanjeni. Kontrola koagulacije A sadrži stabilizatore, ali ne i bakterične aditive.

POTREBAN MATERIJAL (koji se ne dostavlja u pakovanju)

- Pipete
- Destilovana voda

UPOZORENJA I MERE OPREZA

- IVD za *in vitro* upotrebu

- Sve krvne i plazma uzorke i proizvode treba tretirati kao potencijalno infektivne i sa njima treba postupati sa odgovarajućom pažnjom i u skladu sa važećim pravilnicima o zaštiti i treba ih odbacivati na isti način kao i bolnički otpad.

- Svi donori plazme, kao i svi lotovi uzoraka plazme su potvrđeni kao negativni na HbSag, HIV 1/2 Ab i HCV Ab. Ipak, prema univerzalnim merama opreza, svi humani uzorci se moraju tretirati kao potencijalno infektivni.

STABILNOST I SKLADIŠTENJE

Datum isteka roka odštampan na nalepnici se odnosi na čuvanje neotvorene bočice na 2...8°C. Stabilnost nakon rekonstitucije:

RT*	+2...8 °C	-20 °C
4 h	8 h	1 mesec

Bočice mogu samo jednom da se zamrzavaju. Tokom skladištenja, čepove treba čvrsto zatvoriti. * = sobna temperatura 1

PROCEDURA TESTA

PROCEDURA PRIPREME I IZVOĐENJA TESTA

-Otvoriti bočicu pažljivo i rekonstituisati sadržaj u 1mL destilovane vode, pažljivo rotirajući bočicu (izbegavajući stvaranje pene).

-Ostavite rekonstituisani TECHNOCLOT® Control A da odstoji 10 minuta na sobnoj temperaturi pre upotrebe.²

-Tretirati rekonstituisanu plazmu kao citratni pacijentov uzorak prema uputstvu određenog testa.

ANALIZA REZULTATA

PROCENA REZULTATA

Podaci iz tabele su jedino primenljivi na prikazani lot TECHNOCLOT® Control A I metoda ima striktno propise kojih se treba pridržavati za određeni reagens.

STANDARDIZACIJA I SLEDLJIVOST

Prijavljene vrednosti su određivane kroz ponavljana testiranja, koriscenjem reagensa određenog lota i prema Internom Referentnom Standardu, koji je sledljiv iz trenutnog Internacionalnog Standarda, a koji je naveden u tabeli prihvatljivih opsega testa.

Za testove gde Internacionalni Standard nije dostupan, ovi parametri se određuju prema Internom Referentnom Standardu koji je dobijen iz pula plazmi 100 normalnih donora.

OGRANIČENJA TESTA

Podaci iz tabele su jedino primenljivi na prikazani lot TECHNOCLOT® Control A I metoda ima striktno propise kojih se treba pridržavati za određeni reagens.

Smernice za procenu rezultata date u insertu važe pod uslovom kada je garantovana konstantna osetljivost različitih serija od strane proizvođača za svaki reagens.

LITERATURA

Molim vas kontaktirajte Technoclone ili vašeg lokalnog distributera.

¹ Koristite rekonstituisanu plazmu, čuvanu na sobnoj temperaturi, za pojedinačna određivanja u roku od dva sata

² Za standardizaciju preporučuje se vreme rekonstitucije od 30 min.