

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

Intended Use

For the quantitative determination of unfractionated heparin (UF Heparin) or low molecular weight heparin (LMW Heparin) in human citrated plasma using automated and microplate methods.

Background and summary

Heparin is the most frequently used antithrombotic therapeutic. The biological activity of this sulfated glycosaminoglycan resides in its ability to accelerate (up to 2000-fold) the inhibitory effect of antithrombin (AT) on the coagulation proteases. The amount of LMW Heparin or UF Heparin is determined from the anti-FXa activity expressed by the [AT • Heparin] complex formed in plasma.^{1,3}

Measuring principle

Heparin + AT → [AT • Heparin]
 [AT • Heparin] + FXa (excess) → [FXa • AT • Heparin] + FXa (residual)
 FXa (residual) + S-2732 → Peptide + pNA

Factor Xa (FXa) is added to a mixture of undiluted plasma and the chromogenic substrate S-2732.

When Heparin and AT are complexed, two competing reactions occur simultaneously:

- Inhibition of FXa by the [AT • Heparin] complex.
 - Reaction of FXa with S-2732 resulting in cleavage of pNA. The pNA release measured at 405 nm is inversely proportional to the heparin level in the sample.¹
- In order to reduce the influence from heparin antagonists, such as platelet factor 4 (PF4), dextran sulfate is included in the reaction mixture.⁴

Reagents

- S-2732, 15 mg** 2 vials
Chromogenic substrate, Suc-Ile-Glu(y-pip)-Gly-Arg-pNA • HCl lyophilized with detergent and mannitol as bulking agent.
- Factor Xa, 35 nkat** 2 vials
Lyophilized bovine FXa containing Tris buffer, EDTA, NaCl, dextran sulfate and bovine serum albumin.

PRECAUTIONS AND WARNINGS:

Hazard class: **none**
 Risk phrases: **none**
 Safety phrases: **none**
 This product is for *in vitro* diagnostic use.

Reagent preparation:

For the microplate method reconstitute REAGENTS 1 and 2 with 5.0 mL of water (see REAGENTS 3). Replace the stopper and swirl gently. Make sure of the complete reconstitution of the product. Keep reagent at 15-25°C for 10-30 min and invert before use.

NOTE: Other reagent reconstitution volumes may apply for automated methods. (See section: INSTRUMENT APPLICATIONS). The reagents are not interchangeable between lots.

Reagents required but not provided:

- Deionized water filtered through 0.22 µm or NCCLS type II water.⁵
 - Acetic acid 20% or citric acid 2% (end-point method).
 - Saline (0.9% NaCl).
 - Human normal plasma.
 - Calibrator plasma for LMW Heparin and/or UF Heparin calibrated against International Standards.
 - Controls for LMW Heparin and/or UF Heparin activity.
- NOTE: Antithrombin reagent and tris buffer is required for the ACL Hundred/Thousand Series method (the assay is run as a two stage method with the addition of antithrombin). See the instrument Application Sheet for specific information.

Materials required but not provided:

- Spectrophotometer 405 nm (and 490 nm for the microplate procedure)
- Incubator 37°C
- Microplates*
- Centrifuge, 2000 x g
- Plastic test tubes
- Stopwatch
- Vortex mixer
- Calibrated pipettes
- Linear graph paper

*NOTE: Do not use microplates intended for coating

Storage conditions and stability

The sealed reagents are stable at 2-8°C until the expiry date printed on the label.

- S-2732:** Stability after reconstitution: 3 months at +2-8°C in the original vial.
- Factor Xa:** Stability after reconstitution: 3 months at +2-8°C in the original vial.

WARNING: Do not use reagents beyond the expiry date printed on the package label. Substrate - Avoid exposure to light. Discard the substrate solution if it appears yellow. Avoid contamination by microorganisms.

Specimen collection

Nine parts of freshly drawn venous blood is collected into one part trisodium citrate. Centrifugation: 2000 x g for 20 minutes at 20-25°C. Refer to NCCLS document H21-A2 for further instructions on specimen collection, handling and storage.⁶

Quality Controls

Two levels of heparin controls, calibrated against International standards, are recommended for a complete quality control program.⁷ Each laboratory should establish its own mean and standard deviation and should establish a quality program to monitor laboratory testing. Controls should be analyzed at least once every 8 hour shift in accordance with good laboratory practice. Refer in Westgard et al for identification and resolution for out-of-control situations.⁸

Results

Heparin results are reported in activity (IU/mL).

Expected values

To obtain an optimal effect with minimum risk of bleeding or thromboembolic complications the heparin should be in the range recommended by the manufacturer.⁹

Procedures

All conditions included in this package insert are referred to Microplate method and Cobas Mira. Detailed instrument settings including instructions for preparation of the reagents for a variety of automated instruments are available on request from Chromogenix

Assay condition for microplate and test tube techniques

Dilutions of samples and controls.	100 µL
Samples/controls/standards	300 µL
Water (see REAGENTS 3)	
Mix well	
Add diluted samples/controls/standards to the microplate wells	50 µL
Incubate at 37°C for 2-6 min	
Add S-2732 (pre-heated at 37°C)	50 µL
Mix and add within 2 min Factor Xa (pre-heated at 37°C)	50 µL
Mix and incubate at +37°C for 120 sec.	
Stop reaction with acetic acid 20% or citric acid 2%	50 µL
Read the absorbance against water (see REAGENT 3) at 405 nm.	
If possible, read and subtract the absorbance at 490 nm in order to compensate for differences in the material of the microplate wells.	

Calibration

For the calibration of LMW Heparin or UF Heparin use a source of material which has been calibrated against an International Standard preparation.

For example: To prepare standards for 10 runs.

- Dilute heparin with saline (0.9% NaCl) to obtain a working solution with a value of 100 IU/mL.
- Add 160 µL of the heparin working solution to 20.0 mL of normal plasma to obtain the heparin concentration of 0.8 IU/mL. Dilute according to the table below:

Standard IU/mL	Plasma with heparin 0.8 IU/mL mL	Normal plasma mL
0	-	4.0
0.2	1.0	3.0
0.4	2.0	2.0
0.6	3.0	1.0
0.8	4.0	-

These standards can be kept in aliquots at -20°C for 12 months.

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

Verwendungszweck

Quantitative Bestimmung von unfraktioniertem Heparin (UF Heparin) oder niedermolekularem Heparin (LMW Heparin) in menschlichem Citratplasma unter Verwendung von automatischen Methoden oder Mikrotiterplatten.

Hintergrund und Zusammenfassung

Heparin ist das am häufigsten verwendete antithrombotische Medikament. Die biologische Aktivität dieses sulfatierten Glukosaminoglykans beruht auf seiner Fähigkeit, die inhibitorische Wirkung von Antithrombin (AT) auf die an der Blutgerinnung beteiligten Proteasen zu beschleunigen (bis zu 2000fach). Die Menge des niedermolekularen (LMW) oder unfraktionierten (UF) Heparins wird anhand der anti – FXa – Aktivität des in Plasma gebildeten [AT • Heparin] – Komplexes bestimmt.^{1,3}

Messprinzip

Heparin + AT → [AT • Heparin]
 [AT • Heparin] + FXa (Überschuß) → [FXa • AT • Heparin] + FXa (Rest)
 FXa (residual) + S-2732 → Peptide + pNA

Factor Xa (FXa) wird zu einer Mischung von unverdünntem Plasma und dem chromogenen Substrat S-2732 gegeben. Bei der Bildung des Komplexes aus Heparin und Antithrombin (AT) finden gleichzeitig zwei kompetitive Reaktionen statt:

- Factor Xa wird durch den Komplex [AT • Heparin] inhibiert.
- Factor Xa spaltet von dem chromogenen Substrat S-2732 p-Nitroanilin (pNA) ab. Die bei 405 nm gemessene pNA Freisetzung ist umgekehrt proportional zur Heparinaktivität¹, umgekehrt proportional zur Heparinaktivität in der Plasmaprobe. Um den Einfluß von Heparinantagonisten wie z. B. Plättchenfaktor 4 (PF4) zu minimieren, enthält das Reaktionsgemisch Dextransulfat.⁴

Reagenzien

- S-2732, 15 mg** 2 Flaschen
Chromogenes Substrat, Suc-Ile-Glu(y-pip)-Gly-Arg-pNA • HCl lyophilisiert mit Detergens und Mannitol als Trägersubstanz.
- Factor Xa, 35 nkat** 2 Flaschen
Lyophilisierter Faktor Xa vom Rind,Trispuffer, EDTA, NaCl, Dextransulfat und Rinder Serumalbumin (BSA).

ACHTUNG: INFektionsRISIKO:

Gefahrenklasse: **keine**
 RisikoEinstufung: **keine**
 SicherheitsEinstufung: **keine**
 Dieses Produkt ist nur für die *in vitro* Diagnostik geeignet.

Vorbereitung der Reagenzien:

Zur Durchführung der Mikrotiterplatten-Methode werden die Reagenzien 1. und 2. mit 5 mL Wasser rekonstituiert. (siehe REAGENZIEN 3). Vorsichtig mischen. Zur vollständigen Rekonstitution werden die Reagenzien 10-30 Minuten bei 15-25°C stehen gelassen. Vor Gebrauch ebenfalls vorsichtig mischen.

ZU BEACHTEN: Bei automatischen Methoden können andere Volumina zum Auflösen der Reagenzien nötig sein, s. spezielle Automatenadaptionen.

Reagenzien verschiedener Chargen dürfen nicht gemischt werden.

Zusätzlich benötigte Reagenzien, nicht im Kit enthalten:

- Entionisiertes Wasser, gefüllt durch ein Filter mit einer Porengröße von 0,22 µm oder NCCLS Typ II Wasser.⁵
 - Essigsäure 20% oder Zitronensäure 2% (Endpunktmethode)
 - Physiologische Kochsalzlösung (0,9% NaCl) Unfraktioniertes oder LMW Heparin
 - Humanes Normalplasma
 - Kalibrationsplasma für LMW Heparin und UF Heparin, kalibriert gegen Internationale Standards
 - Kontrollplasma zur Bestimmung der Aktivität des LMW Heparins und UF Heparins
- Anmerkung: Bei Durchführung des Testes auf den ACL-Geräten (200, 300/3000, 6000, 7000-Serien) wird zusätzlich Antithrombin-Reagenz und Tris-Puffer benötigt. Der Test wird an diesen Geräten in einer Zweistufen-Methode mit Zugabe von Antithrombin durchgeführt. Siehe spezifische Automaten-Adaptionsvorschrift für genauere Information.

Zusätzlich benötigte Materialien:

- Spektrophotometer 405 nm (und 490 nm bei Verwendung von Mikrotiterplatten)
- inkubator 37°C
- Mikrotiterplatten*
- Zentrifuge 2000 x g
- Reagenzglasler aus Kunststoff
- Stoppuhr
- Vortex Mixer
- Kalibrierte Pipetten
- Millimeterpapier (linear)

*ZU BEACHTEN: Verwenden Sie keine zur Beschichtung vorgesehenen Mikrotiterplatten.

Halbbarkeit und Lagerungsbedingungen

Die Reagenzien sind ungeöffnet bei +2-8°C zu lagern und bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Datum verwendbar.

- S-2732:** Haltbarkeit nach Rekonstitution: 3 Monate bei 2-8°C in der Originalflasche.
- Factor Xa:** Haltbarkeit nach Rekonstitution: 3 Monate 2-8°C in der Originalflasche.

WARNING: Reagenz nach Ablauf des auf dem Etikett aufgedruckten Verfalldatums nicht mehr verwenden. Substitutionsl, die eine gelbe Verfärbung aufweist, verwerfen. Kontamination durch Mikroorganismen vermeiden.

Probengewinnung

Neun Teile frisch entnommenes Venenblut werden zu einem Teil Trinatriumcitrat gegeben. Zentrifugieren bei 2000 x g während 20 min bei 20-25°C. In dem NCCLS – Dokument H21- A2 finden Sie weitere Hinweise bezüglich Entnahme, Verwendung und Lagerung von Proben.⁶

Qualitätskontrolle

Für ein vollständiges Programm zur Qualitätskontrolle wird empfohlen, Heparinkontrollen, kalibriert gegen Internationale Standards, mit zwei unterschiedlichen Werten einzusetzen.⁷ Jedes Labor sollte seine eigenen Mittelwerte und Standardabweichungen festlegen und über ein Programm zur Qualitätskontrolle zur Überwachung von Labortests verfügen. Die Kontrollen sollten entsprechend der "good laboratory practice" mindestens alle acht Stunden gemessen werden. In Westgard et al. finden Sie Hinweise zur Identifizierung und Beseitigung von Fehlerquellen.⁸

Ergebnisse

Die Heparinspiegel werden als Heparinaktivität (IU/mL) angegeben.

Zu erwartende Ergebnisse

Die Heparinaktivität sollte in dem vom Hersteller empfohlenen Bereich liegen, damit eine möglichst gute Wirkung bei einem möglichst niedrigen Risiko von Blutungen oder thromboembolischen Komplikationen erzielt wird.⁹

Testdurchführung

Alle Angaben in dieser Packungsbeilage beziehen sich auf die Mikrotiterplatten, Manuelle Methode und Cobas Mira. Spezielle Automatenadaptionen sind auf Anfrage bei Chromogenix erhältlich.

Verdünnung von Proben, Kontrollen und Standards

Proben / Kontrollen / Standards	100 µL
Wasser (siehe REAGENZIEN 3)	300 µL
Gut mischen	

Durchführung

- Verdünnte Proben / Kontrollen / Standards
- Bei 37°C 2 – 6 min inkubieren
- S-2732 (auf 37°C vorwärmen)
- Mischen und innerhalb von 2 min hinzufügen
- Factor Xa (auf 37°C vorwärmen)
- Mischen und bei 37°C 120 s inkubieren
- Essigsäure 20% oder Zitronensäure 2%

Die Absorption bei 405 nm gegen Aqua dest. messen. Es wird empfohlen, bei zwei verschiedenen Wellenlängen abzulesen (Absorption 405 nm - Absorption 490 nm). So können Absorptionen, die nicht auf Enzym-Substrat-Reaktionen zurückzuführen sind (Unterschiede im Material der Mikrotiterplatten, Fingerabdrücke und Kratzer), kompensiert werden.

Kalibration

Zur Herstellung der Standardlösungen Kalibrationsplasmen oder UF- bzw. LMW Heparin verwenden, das gegen den internationalen Standard kalibriert wurde (Herstellung der Heparin Standardlösungen s. unten).

Beispiel: Herstellung der Standards für 10 Messungen

- Heparin mit physiologischer Kochsalzlösung (0,9% NaCl) verdünnen, um eine Lösung von 100 IU/mL (Stammlösung) zu erhalten.
- Zu 20 mL Normalplasma werden 160 µL der Stammlösung (100 IU/mL) gegeben, um eine Heparin-Konzentration von 0,8 IU/mL zu erhalten.

Standards werden entsprechend der folgenden Tabelle hergestellt:

Standard IU/mL	Plasma mit 0,8 IU/mL Heparin mL	Normalplasma mL
0	-	4.0
0,2	1,0	3,0
0,4	2,0	2,0
0,6	3,0	1,0
0,8	4,0	-

Diese Standardlösungen können bei -20°C bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden.

ENGLISH - Insert revision 06/2013

Calculation

Microplate Method:

Plot the absorbance (A) for the standards against the concentration of heparin using an appropriate software program or on linear graph paper. Plot A on the Y-axis and IU/mL Heparin on the X-axis. Connect the standard points with the best fitting second order polynomial line. Samples and controls are evaluated based on this standard curve. Examples of typical standard curves (microplate method), Standard curve Unfractionated Heparin and Standard curve LMW Heparin, are shown on the back of this sheet.

Performance characteristics

Limitations/Interfering substances

Heparin results are not affected by hemoglobin up to 200 mg/dl, triglycerides up to 600 mg/dl and bilirubin up to 12 mg/dl. The presence of dextran sulfate reduces the influence from heparin antagonists, e.g. platelet factor 4 (PF4).⁴

Precision:

Microplate method. The data summarized below was obtained with the microplate method using unfractionated heparin (UFH) and low molecular weight heparin (LMWH).

Mean concentration	Within run C.V. (%)	Between run C.V. (%)	Total C.V. (%)
0.7 IU/mL UFH	2.8	1.2	2.8
0.4 IU/mL UFH	3.4	1.5	3.7
0.7 IU/mL LMWH	3.6	2.8	4.4
0.4 IU/mL LMWH	2.4	2.3	3.2

Examples of instrument-specific precision results obtained by or for Chromogenix are included in the instrument application sheets.

Each laboratory should establish their own precision data.

Correlation:

- The COAMATIC® Heparin assay shows good correlation with COATEST® Heparin and COATES™ LMW Heparin/ Heparin performed on the Cobas Mira instrument:
 COAMATIC® Heparin versus COATEST® Heparin (n = 112)
 IU/mL Heparin = +0.005 + 1.00 x Heparin, r = 0.97
 COAMATIC® Heparin versus COATEST® LMW Heparin/Heparin (n = 90)
 IU/mL Heparin = +0.002 + 1.04 x Heparin, r = 0.96
- The COAMATIC® Heparin (performed on various Instruments) versus IL Test™ Heparin performed on the ACL 300 Instrument

Microplate

(n = 70)	IU/mL Heparin = +0.017 + 1.00x Heparin,	r = 0.97
Instruments		
Cobas Mira (n = 87)	IU/mL Heparin = -0.012 + 1.04x Heparin,	r = 0.98
ACL 300† (n = 62)	IU/mL Heparin = +0.004 + 1.03x Heparin,	r = 0.98
Futura (n = 113)	IU/mL Heparin = +0.009 + 0.97x Heparin,	r = 0.97
MLA Electra 1600 (n = 80)	IU/mL Heparin = +0.004 + 1.01x Heparin,	r = 0.97
Thrombolyzer* (n= 76)	IU/mL Heparin = +0.008 + 0.92x Heparin,	r = 0.97
BCS* (n = 30)	IU/mL Heparin = +0.008 + 0.93x Heparin,	r = 0.99
STA* (n = 29)	IU/mL Heparin = +0.017 + 0.96x Heparin,	r = 0.99
Sysmex 6000 (n = 30)	IU/mL Heparin = +0.061 + 0.91x Heparin,	r = 0.99
AMAX (n = 30)	IU/mL Heparin = +0.028 + 0.97x Heparin,	r = 0.99
AMGA* (n = 30)	IU/mL Heparin = -0.061 + 1.02x Heparin,	r = 0.99
Hitachi 911 (n = 30)	IU/mL Heparin = +0.014 + 0.98x Heparin,	r = 0.99
Hitachi 917 (n = 30)	IU/mL Heparin = +0.021 + 1.00x Heparin,	r = 0.98

*NOTE: Instrument not available in all countries.

†NOTE: In the case of the ACL Hundred/Thousand Series, the assay is run as a two-stage method with the addition of antithrombin reagent. See the Instrument Application Sheet for specific information.

Recommended measuring range

For the microplate method the relationship between the heparin concentration and the pNA release, measured as absorbance at 405 nm, follows a second order polynomial function in the range of 0-1.5 IU/mL.

Sensitivity:

System
 Cobas Mira mAbs / min per 1IU/mL Heparin 333 mAbs

Determinations/kit

Microplate: 200

DEUTSCH - Packungsbeilage Version 06/2013

Ergebnisse

Mikrotiterplatten-Methode:

Tragen Sie die Absorption (A) der Standards gegen die Heparinkonzentration auf linearem Millimeterpapier auf oder verwenden Sie ein geeignetes Software Programm. Auf der y – Achse tragen Sie A und auf der x – Achse tragen Sie die Heparinkonzentration (IU/mL) auf. Verbinden Sie die Standardpunkte mit der am besten passenden Kurve eines Polynoms zweiter Ordnung. Die Proben und Kontrollen werden mit Hilfe dieser Standardkurve ausgewertet. Unten finden Sie Beispiele für typische Standardkurven (Verfahren mit Mikrotiterplatten). Eine Standardkurve für unfraktioniertes Heparin und eine für niedermolekulares Heparin werden auf der Rückseite dieser Packungsbeilage gezeigt.

Testeigenschaften

Einschränkungen / Störende Substanzen
 Die Resultate der Heparinbestimmung werden nicht durch Hämoglobinkonzentrationen von bis zu 200 mg/dl, Triglyceridkonzentrationen von bis zu 600 mg/dl oder durch Bilirubin Spiegel von bis zu 12 mg/dl gestört.

Durch Dextransulfat wird der Einfluß von Heparinantagonisten wie z. B. Plättchenfaktor 4 (PF4) vermindert.⁴

Präzision:

Die unten zusammengefäßen Daten wurden mit Mikrotiterplatten-Methode und unter Verwendung von unfraktioniertem Heparin (UFH) und niedermolekularem Heparin (LMWH) ermittelt.

Mittlere Konzentration	Innerhalb einer Serie VK (%)	Zwischen verschiedenen Serien VK (%)	Insgesamt VK (%)
0.7 IU/mL UFH	2.8	1.2	2.8
0.4 IU/mL UFH	3.4	1.5	3.7
0.7 IU/mL LMWH	3.6	2.8	4.4
0.4 IU/mL LMWH	2.4	2.3	3.2

Präzisionsdaten spezifischer Automaten, die von oder für Chromogenix ermittelt worden sind, werden den Adaptionsvorschriften beigelegt. Diese Daten dienen nur als Beispiele, denn jedes Laboratorium sollte eigene Präzisionsdaten erstellen.

Korrelation:

- COAMATIC® Heparin zeigt eine gute Korrelation mit COATEST® Heparin und COATEST LMW Heparin / Heparin (Cobas Mira):
 COAMATIC® Heparin versus COATEST® Heparin (n = 112)
 IU/mL Heparin = +0.005 + 1.00x Heparin, r = 0.97
 COAMATIC® Heparin versus COATEST® LMW Heparin/Heparin (n = 90)
 IU/mL Heparin = +0.002 + 1.04x Heparin, r

CHROMOGENIX

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

Utilisation prévue

Dosage de Héparine non fractionnée (Héparine NF) ou de Héparine de bas poids moléculaire (Héparine BPM) dans le plasma humain citraté à l'aide de méthodes automatisées et de la technique sur la microplaque.

Contexte et resume

L'héparine est l'antithrombotique le plus souvent utilisé. L'activité biologique de ce glycosaminoglycane sulfaté réside dans son aptitude à accélérer (jusqu'à 2000 fois) l'effet inhibiteur de l'antithrombine (AT) sur le processus de coagulation. La détermination de la quantité d'héparine de bas poids moléculaire (BPM) ou non fractionnée (NF) se fait à partir de l'activité anti-FXa exprimée par le complexe [AT • Héparine] formé dans le plasma.¹⁻³

Principe de mesure

Héparine + AT → [AT • Héparine]

[AT • Héparine] + FXa (exès) → [FXa • AT • Héparine] + FXa (résiduel)

FXa (résiduel) + S-2732 → Peptide + pNA

Du facteur Xa (FXa) est ajouté à un mélange de plasma non dilué avecle substrat chromogène S-2732.

Lorsque l'héparine et l'AT sont complexées, il se produit en même temps deux réactions concurrentes:

- Inhibition du FXa par le complexe [AT • Héparine].
- Réaction du FXa avec le S-2732 aboutissant à un clivage du pNA.

La libération de pNA mesurée à 405 nm est inversement proportionnelle au taux d'héparine du mélange.

De façon à réduire l'influence des antagonistes de Héparine tels que le facteur plaquettaire 4 (FP4), on inclut du sulfate de dextrane dans le mélange réactionnel.⁴

Reactifs

- S-2732, 15 mg** 2 flacons Substrat chromogène, Suc-Ile-Glu(y-pip)-Gly-Arg-pNA • HCl lyophilisé avec un détergent et du mannitol comme agent gonflant.
- Factor Xa, 35 nkat** 2 flacons FXa bovin lyophilisé contenant du tampon Tris, de l'EDTA, du NaCl, du sulfate de dextrane et de la sérum-albumine bovine.

ATTENTION:

Classification risque: **Aucune**

Phrases risque: **Aucune**

Phrases sécurité: **Aucune**

Ce produit est à usage diagnostique *in vitro*.

Préparation des réactifs:

Pour la technique sur microplaque, reconstituer les REACTIFS 1, et 2., à l'aide de 5,0 mL d'eau (voir REACTIFS 3). Remettre les bouchons en place et agiter doucement par rotation. S'assurer que la reconstitution du produit est totale. Maintenir le réactif à 15-25°C pendant 10 à 30 mn et retourner avant mise en oeuvre.

REMARQUE: Il se peut que d'autres volumes de reconstitution des réactifs s'appliquent dans le cas des méthodes automatisées (voir chapitres APPLICATIONS SUR INSTRUMENTS). Les réactifs ne sont pas interchangeables entre lots.

Reactifs nécessaires mais non fournis:

- Eau désionisée, filtrée sur filtre de 0,22 µm
- Acide acétique à 20% ou acide citrique à 2% (méthode du point final)
- Sérum physiologique (0,9% NaCl)
- Plasma normal humain
- Plasma étalon pour HBPM ou HNF (étalonné par rapport au 1^{er} étalon International établi par le WMO avec une activité anti Xa)
- Plasma de contrôle pour HBPM ou HNF.

REMARQUE: Le réactif antithrombine et le tampon Tris sont nécessaires à la méthode adaptée sur la série des ACL. (Cette méthode est une technique en 2 temps, comprenant l'addition d'antithrombine), se référer à la notice d'explication spécifique.

Matériel nécessaire mais non fourni:

— Spectrophotomètre à 405 nm (et 490 nm pour la procédure sur microplaque)
— Incubateur à 37°C
— Microplaques*
— Centrifugeuse à 2000 x g
— Tubes à essai en plastique
— Chromomètre
— Mélangeur à tourbillons
— Pipettes jaugées
— Papier millimétré

*REMARQUE: Ne pas utiliser de microplaques pour le coating.

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

Uso

Per il dosaggio di eparina non frazionata (UFH) o di eparina a basso peso molecolare (LMWH) nel plasma umano citratato usando metodi automatici e micropiastria.

Introduzione

L'eparina è l'antitrombotico più usato. L'attività biologica di questo glicosaminoglicano solfato sta nella sua capacità di accelerare (fino a 2000 volte) l'effetto inibitorio dell'antitrombina (AT) sulle proteasi di coagulazione. La quantità di eparina a basso peso molecolare (LMW) o di eparina non frazionata (UF) è determinata dall'attività anti-FXa espressa dal complesso [AT • Eparina] formatosi nel plasma.¹⁻³

Principio del metodo

Eparina + AT → [AT • Eparina]

[AT • Eparina] + FXa (eccesso) → [FXa • AT • Eparina] + FXa (residuo)

FXa (residuo) + S-2732 → Peptide + pNA

Il fattore Xa (FXa) viene aggiunto ad una miscela di plasma non diluito con il substrato cromogenico S-2732. Quando Eparina e AT sono complessati, si verificano simultaneamente due reazioni opposte:

- Inibizione del FXa da parte del complesso [AT • Eparina]
- Reazione del FXa con S-2732, che determina la liberazione della pNA. La pNA rilasciato viene misurato A 405 nm ed è inversamente proporzionale alla quantità di eparina presente nel campione.¹ Per ridurre l'influsso degli antagonisti dell'eparina, come il fattore piastrinico 4 (PF4), nella miscela di reazione viene aggiunto desrano solfato.⁴

Reagenti

- S-2732, 15 mg** 2 fiale Substrato cromogenico, Suc-Ile-Glu(g-pip)-Gly-Arg-pNA • HCl liofilizzato con detergente e mannitolo quale eccipienti.
- Factor Xa, 35 nkat** 2 fiale FXa bovino liofilizzato contenente tri(drossimetil)amminometano, EDTA, NaCl, desrano solfato e albumina bovina.

Avvertenze:

Simbolo di pericolo: **nessuno**

Frasi di rischio: **nessuno**

Consigli di prudenza: **nessuno**

Per l'impiego diagnostico *in vitro*.

Preparazione dei reagenti:

Per la tecnica a microplacca, ricostituire REAGENTI 1 e 2. con 5,0 mL di acqua (vedi REAGENTI 3). Rimettere il tappo e agitare delicatamente. Assicurarsi della completa ricostituzione del prodotto.

Tenere il reagente a 15-25°C per 10-30 minuti e miscelare prima dell'uso.

NOTA: I metodi automatici possono richiedere altri volumi di ricostituzione dei reagenti. (Vedi paragrafo: APPLICAZIONI STRUMENTALI).

I reagenti non sono intercambiabili tra i vari lotti.

Reagenti necessari ma non inclusi nel kit:

- Acqua deionizzata filtrata a 0,22 nm o acqua NCCLS tipo II⁶
- Acido acetico al 20% o acido citrico al 2% (metodo end-point)
- Soluzione fisiologica (0,9% NaCl)
- Plasma umano normale
- Calibrator plasma per LMW Eparina e/o UF Eparina calibrata contro standards internazionali
- Controlli per LMW e/o attività UF Eparina

NOTA: Nel caso della serie ACL 100/1000, il dosaggio viene effettuato con metodo a due fasi, e il procedimento prevede l'aggiunta di reagente antitrombina. Per informazioni più specifiche vedi il foglio esplicativo.

Materiale necessario ma non incluso nel kit

— Spettrofotometro 405 nm (e 490 nm per procedimento a micropiastria)
— Termostato 37°C
— Micropiastre*
— Centrifuga: 2000 x g
— Provette in plastica
— Cronometro
— Miscelatore tipo Vortex
— Pipette graduate

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

PORTUGUÊS - Revisão do folheto 06/2013

Para a revisao actual deste folheto informativo em Portugues, contacte o representante da Chromogenix da sua área.

PRECAUÇÕES e ADVERTÊNCIAS:

Classe de risco: **nenhuma**

Frases de risco: **nenhuma**

Frases de segurança: **nenhuma**

Este reagente destina-se a utilização em diagnóstico *in vitro*.

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

SVENSK - Instick revision 06/2013

För aktuell revision av detta insticksblad på svenska ber vi Er att kontakta Chromogenix distributör.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER och VARNINGAR:

Risikofraser: **Ingen**

Skyddsfraser: **Ingen**

Denna produkt är för *in vitro* diagnostiskt användande

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

DANSK - Metodeforskrift revision 06/2013

Venligst rekvirer den gældende udgave af metodeforskriften på dansk fra den lokale Chromogenix distributør.

ADVARSEL:

Fareklasse: **Ingen**

Risikosaemringer: **Ingen**

Sikkerhedssetninger: **Ingen**

Dette produkt er til *in vitro* diagnostisk anvendelse.

COAMATIC® Heparin - 82 3393 63

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Αναθεώρηση εσωκλειστού 06/2013

Για την τρέχουσα αναθεώρηση αυτού του εσωκλειστού στα Ελληνικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της CHROMOGENIX.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σήμα κινδύνου Κατηγορία: ουδέν

Φράσεις κινδύνου: ουδέν

Φράσεις οδηγιών ασφαλείας: ουδέν

To προϊόν προορίζεται για διαγνωστική χρήση *in vitro*.

Conditions de conservation et stabilité

Les réactifs avant l'ouverture sont stables à 2-8°C jusqu'à la date de péremption qui figure sur l'étiquette.

- S-2732:** Stabilité après reconstitution: 3 mois à +2-8°C dans l'ampoule d'origine.
- Factor Xa:** Stabilité après reconstitution: 3 mois à +2-8°C dans l'ampoule d'origine.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser les réactifs au-delà de la date de péremption figurant sur l'étiquette. Substrat: Eviter l'exposition à la lumière. Jeter la solution de substrat si elle présente une coloration jaune. Eviter la contamination par des microorganismes dans les réactifs.

Recueil des échantillons

Neuf volumes de sang veineux fraîchement prélevé sont recueillis dans un volume de citrate trisodique. Centrifugation: 2000 x g pendant 20 minutes à 20-25°C. Pour des instructions complémentaires au sujet du recueil, de la manipulation et de la conservation des échantillons, se reporter au document H21-A2 NCCLS.⁶

Controlo de qualite

Le recours à deux contrôles de concentration différente en héparine, étalonné par rapport au 1^{er} étalon International établi par le WMO avec une méthode anti Xa, est recommandé pour le contrôle de la qualité.⁷ Il appartient à chaque laboratoire d'établir sa propre moyenne et son propre écart type, ainsi que de mettre sur pied un programme de contrôle de la qualité des tests de laboratoire. Les témoins doivent être analysés au minimum lors de chaque relais d'équipe toutes les 8 heures, conformément aux BPL. On se reportera à Westgard et coll. pour l'identification et la résolution des cas situés en dehors des normes.⁸

Resultats

Les résultats de l'héparine sont indiqués en activité (IU/mL).

Valeurs attendues

Afin d'obtenir un effet optimal avec un minimum de risques d'hémorragie ou de complications thrombo-emboliques, l'héparine doit se situer dans la fourchette recommandée par le fabricant.⁹

Procédure

Toutes les conditions contenues dans la brochure annexée à la confection se rapportent à la Méthode en microplaque et Cobas Mira. Des adaptations détaillées, pour de nombreux automates avec les consignes de préparation des, sont disponibles chez CHROMOGENIX et leurs distributeurs sur simple demande.

Méthode en microplaque:

Dilution des échantillons/standards	100 µL		
Eau (voir REACTIFS 3)	300 µL		
Bien mélanger.			
Echantillons/témoins/standards dilués	50 µL		
Incuber à 37° C pendant 2 à 6 minutes.			
S-2732 (préchauffer à 37°C)	50 µL		
Mélanger et ajouter dans les 2 minutes.			
Facteur Xa (préchauffer à 37° C)	50 µL		
Mélanger et incuber à 37° C pendant 120 secondes.			
Acide acétique à 20% ou acide citrique à 2%	50 µL		
Lire l'absorbance par comparaison avec de l'eau stérile à 405 nm. Si possible, lire et soustraire l'absorbance à 490 nm en vue de compenser les interférences dues à la microplaque.			

Etalonnage

Pour la préparation des standards, utiliser une source d'héparine NF ou BPM étalonnée par référence à un Standard International.

Par exemple: Préparation des standards pour 10 séries.

i. Diluer l'héparine avec du sérum physiologique (0,9% NaCl) de manière à obtenir 100 IU/mL.

ii. Ajouter 160 µL de la dilution à 20,0 mL de plasma normal provenant d'un pool de sujets et mélanger soigneusement afin d'obtenir un plasma contenant 0,8 IU/mL.

Les dilutions standard sont réalisées selon le tableau ci-dessous:

Standard	Intra-série IU/mL	Plasma à 0,8 IU/mL Héparine mL	Plasma normal mL
0	-	-	4,0
0,2	1,0	1,0	3,0
0,4	2,0	2,0	2,0
0,6	3,0	3,0	1,0
0,8	4,0	4,0	-

Ces standards peuvent être conservés 12 mois à -20°C.

— Carta millimetrata per diagrammi

*NOTA: Non usare micropiastre per copertura.

Condizioni di conservazione e stabilità

I reagenti sigillati sono stabili a 2-8°C fino alla data di scadenza stampata sull'etichetta.

- S-2732:** Stabilità dopo la ricostituzione: 3 mesi a +2-8°C nella fiala originale
- Factor Xa:** Stabilità dopo la ricostituzione: 3 mesi a +2-8°C nella fiala originale

AVVERTENZA: Non usare i reagenti oltre la data di scadenza stampata sull'etichetta della confezione. Substrato - Evitare l'esposizione alla luce, non utilizzare se la soluzione presenta una colorazione gialla.

Evitare ogni contaminazione da microorganismi nei reagenti.

Raccolta dei campioni

Novi parti di sangue venoso, appena prelevato, vengono miscelate con una parte di citrato di trisodio. Centrifugazione: 2000 x g per 20 minuti a 20-25° C. Per ulteriori informazioni sul prelievo, la manipolazione e la conservazione di campioni consultare il documento NCCLS H21-A2.⁶

Controllo di qualità

Per un programma completo di controllo della qualità⁷, si raccomanda l'uso di controlli dell'eparina, calibrati contro uno Standard Internazionale, a due livelli. Ogni laboratorio dovrà determinare le proprie deviazioni standard e medie, e stabilire un programma di qualità per controllare le prove di laboratorio. I campioni di controllo dovranno essere analizzati almeno una volta per ogni turno di 8 ore del personale, secondo pratiche di laboratorio adeguate. Per l'individuazione e la soluzione di situazioni che sfuggono ad ogni controllo, consultare Westgard et al.⁸

Resultati

I risultati relativi all'eparina sono espressi in attività (IU/mL).

Intervallo di riferimento

Per ottenere un effetto ottimale con rischio minimo di emorragia o complicazioni tromboemboliche, la concentrazione di eparina dovrebbe essere compresa nell'intervallo raccomandato dal produttore.⁹

Procedure

Tutte le condizioni riportate in questo inserto sono riferite al metodo in micropiastria o Cobas Mira. Applicazioni e volumi di ricostituzione dei reagenti per una vasta gamma di strumenti sono disponibili su richiesta da Chromogenix.

Metodo micropiastria:

Diluzione di campioni e dei controlli			
Campioni/controlli/standards	100 mL		
Acqua (vedi REAGENTI 3)	300 mL		
Miscelare bene			
Aggiungere campioni /controlli /standard diluiti ai micropezzi	50 mL		
Incubare a 37° C per 2-6 min.			
Aggiungere S-2732 (preiscaldato a 37°C)	50 mL		
Miscelare e aggiungere entro 2 min Fattore Xa	50 mL		
(preiscaldato a 37° C)			
Miscelare e incubare a +37° C per 120 sec.			
Acido acetico al 20% o acido citrico al 2%	50 mL		
Leggere l'assorbanza contro acqua (vedi REAGENTE 3) a 405 nm.			
Se possibile, leggere e sottrarre l'assorbanza a 490 nm in modo da compensare le eventuali differenze del materiale delle micropiastre.			

Calibrazione

Per la preparazione degli standard, usare una fonte di eparina UF o LMW che sia stata calibrata contro uno Standard Internazionale.

Esempio di preparazione di standards per 10 serie.

i. Diluire l'eparina con soluzione fisiologica (0,9% NaCl) in modo da ottenere 100 IU/mL.

ii. Aggiungere 160 mL dell'eparina diluita a 20 mL di un pool di plasm normale per ottenere un plasma contenente 0,8 IU/mL e mescolare con cura.

Le diverse concentrazioni di standard si ottengono con le diluizioni indicate nella seguente tabella:

Standard	Plasma con Eparina 0,8 IU/mL	Plasma normale
0	-	4,0
0,2	1,0	3,0
0,4	2,0	2,0
0,6	3,0	1,0

Bibliography / Literatur / Bibliografia / Bibliographie / Bibliografia / Bibliografia / Litteratur / Litteraturløtveckning / Βιβλιογραφία

- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Specifications for reagent water used in the clinical laboratory. NCCLS Approved Standard: ASC-3
- ZUCKER S, CATHEY M H, WEST B. Preparation of Quality control specimens for coagulation. Am J Clin Pathol 53, 924-927 (1970).
- WESTGARD J O, BARRY P L. Cost-effective quality control: Managing the quality and productivity of analytical process. AACCC press (1988).
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, transport and processing of blood specimens for coagulation testing and performance of coagulation assays. NCCLS Document H21-A2; vol 11 No. 23.
- ØDEGÅRD O R et al. Heparin cofactor activity measured with an amidolytic method. Thromb Res 6, 287-294 (1975).
- TRANT H et al. Influence of heparin cofactor II (HCII) in the determination of antithrombin III (AT). Thromb Res 40, 571-576 (1985).
- TOLLEFSEN D M. Laboratory diagnosis of antithrombin and heparin cofactor II deficiency. Semin Thromb Hemost 16, 162-168 (1990).
- DEMERS C et al. An antithrombin III assay based on factor Xa inhibition provides a more reliable test to identify congenital antithrombin III deficiency than an assay based on thrombin inhibition. Thromb Haemost 69, 231-235 (1993).
- BOHNER J et al. Thrombin-based antithrombin assays show overestimation of antithrombin III activity in patients on heparin therapy due to heparin cofactor II influence. Thromb Haemost 71, 280-283 (1994).

FRANÇAIS - Révision de la notice 06/2013

Calcul

Méthode de la microplaque:

Utiliser un programme informatique approprié on sur une feuille de papier millimétré, tracer la courbe de l'absorbance (A) des standards en fonction de la concentration d'héparine. Porter A en ordonnées et les IU/mL d'héparine en abscisses. Relier les points standard par la ligne polynomiale de second ordre la mieux ajustée. Les échantillons et les témoins sont évalués sur la base de cette courbe standard. Des exemples de courbes standard types (technique de la microplaque), Courbe standard Héparine non fractionnée et Courbe standard Héparine BPM, sont présentés ci-dessous.

Evaluation du coffret

Limites du test / Interférences

Une hémoglobinémie, une triglycéridémie et une bilirubinémie allant respectivement jusqu'à 200 mg/dl, 600 mg/dl et 12 mg/dl ne modifient pas les résultats de l'héparine. La présence de sulfate de dextrane réduit l'influence des antagonistes de l'héparine, comme par exemple le facteur plaquettaire 4 (FP4).⁴

Précision:

Méthode de la microplaque. Les données résumées ci-dessous ont été obtenues avec la méthode de la microplaque, en utilisant de l'héparine non fractionnée (HNF) et de l'héparine de bas poids moléculaire (HBPM).
Concentration moyenne

	Intra-série C.V. (%)	Inter-séries C.V. (%)	Total C.V. (%)
HNF 0,7 IU/ml	2,8	1,2	2,8
HNF 0,4 IU/ml	3,4	1,5	3,7
HBPM 0,7 IU/ml	3,6	2,8	4,4
HBPM 0,4 IU/ml	2,4	2,3	3,2

Les études de corrélation sur différents

Printed Insert Sheet: 302002
Revision: R4
Issued: 06/2013
C.O.: 436578

LANGUAGES

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGÊES
DANSK
SWENSK
GREEK

TECHNICAL SPECS

PAPER: White paper, 50-60 g/m² weight.
SIZE: 11 x 17" (280 x 432 mm.).
PRINT: Front/Back.
PRINT COLOR: Top rule Orange Pantone 137, all remaining type in black.
Back - All type in black.